



## DV352 - COFFRET DE MASSAGE FIVE VIBE

Le **coffret Five-Vibe** est un appareil complet pour le massage oral et facial par vibration. Votre coffret contient 5 embouts offrant des textures variées.

**IMPORTANT – Veuillez ne pas utiliser votre Five-Vibe si vous êtes en contact avec de l'eau. Le produit n'est pas étanche et peut provoquer un choc électrique.**

### ➤ Utilisation

Glissez votre doigt (de préférence l'index) dans la bande réglable. Ajustez en tirant doucement la bande à la taille souhaitée.

Allumez le Five-Vibe avec l'interrupteur on/off sur le côté gauche de l'appareil. Glissez l'interrupteur vers l'avant pour l'allumer et vers l'arrière pour l'éteindre.

### ➤ Changement de l'embout

Pour enlever l'embout, tenez fermement l'appareil dans votre main gauche avec l'embout positionné en direction de votre main droite. Tournez l'embout vers vous-même (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) et ensuite tirez l'embout de son support.

Pour remettre un embout il suffit de placer le nouvel embout sur l'appareil en gardant le même angle. Tourner dans l'autre sens (sens des aiguilles d'une montre) jusqu'au serrage complet. Prendre soin de ne pas endommager le moteur.

La durée de vie des piles de votre Five -Vibe va dépendre sur l'usage de l'appareil. Pour remplacer les piles il suffit d'ouvrir le compartiment à piles situé sur le bas de l'appareil. Ouvrez en glissant le couvercle et en tenant le Five -Vibe entre votre pouce et votre index. Enlevez les deux piles AG-13 (LR44), remplacez avec deux nouvelles piles du même type. Remettez le couvercle en le glissant jusqu'à la fermeture complète.