

Nomade®

De conception agréable et soignée, sa forme arrondie permet d'éviter le contact avec le patient. Grâce à ses poignées intégrées et à son poids de seulement 6,6 kg, **Nomade®** est facile à manipuler. Les phases de transfert en sont ainsi fortement facilitées pour tout le personnel soignant.

La suspension 4 points est intégrée dans la structure du moteur et offre la même facilité d'utilisation des sangles que pour tous les autres lève-personnes **PRAXIS/MOLIFT**.

Pour le bien-être et le confort des patients, le **Nomade®** bénéficie d'une vitesse progressive lors du démarrage et de l'arrêt du moteur.

Un signal sonore et lumineux averti du faible niveau de charge de la batterie.

Le système de rail plafonnier est identique à celui du **Hi-Trac®**. Ainsi, il est possible de remplacer en cas de besoin, sur les rails existants, le **Nomade®** par le **Hi-Trac®**, ou inversement.



Une nouvelle télécommande d'utilisation intuitive complète les fonctionnalités exceptionnelles de cet équipement novateur.



Télécommande




Le chargeur peut être fixé au mur ou posé sur une table

Le chariot de transport permet de déplacer facilement et sans effort le moteur Nomade d'une chambre à une autre.



La pesée

La pesée **PRAXIS®** s'installe facilement sur les lève-personnes plafonniers, pesage jusqu'à 300 kg



Le patient est transféré du fauteuil au lit à l'aide du moteur Nomade et de la sangle confort en coton.



La perche permet de décrocher du chariot la sangle du moteur Nomade.

Le système de rail

- Nos systèmes de rails offrent de nombreuses différentes configurations : rails droits, rayon de 40 cm, échangeurs, systèmes de sangles, etc.
- Des rails courbes sur mesure peuvent être réalisés.

Deux modèles de rails sont disponibles et peuvent être indifféremment utilisés pour fixer le moteur **Hi-Trac** ou le moteur décroachable **Nomade**.



Rail ouvert



Rail fermé pour être intégré dans le plafond