



Microfibres creuses siliconées  
et particules de polypropylène

**Nouveau**

## Avec la gamme PolyForm mixte

### ■ Fini les positionneurs sans tenue de forme ...

Avec les nouveaux PolyForm, les coussins gardent toujours une épaisseur significative grâce aux particules de polypropylène

### ■ Fini les positionneurs inconfortables ...

Les nouveaux PolyForm, en plus de garantir un positionnement unique, assurant, grâce au mélange avec les microfibres, un appui agréable aux patients

### ■ Fini les positionneurs nauséabonds de transpiration, d'urine et autres matières ...

PolyForm n'a pas de housse amovible, il se nettoie par essuyage humide et en cas de besoin ... passe en machine à 70°C et au sèche-linge en cycle doux

### ■ Fini le positionnement temporaire ...

Les positionneurs PolyForm restent en place lors de leur utilisation. On ne constate pas l'effet de glissement constaté sur les positionneurs en billes

### ■ Fini les problèmes de bruit ...

Les positionneurs PolyForm sont réalisés en microfibres creuses qui ne font aucun bruit lors de l'utilisation

### ■ Fini les housses qui se détériorent ...

Notre tissu Obatex Bravo est celui que nous utilisons sur nos matelas hospitaliers depuis 1991 sans aucun problème qualitatif

**La meilleure gamme de positionneurs, le mariage du confort et du positionnement.**



**1**  
an

GARANTIE

**Ag+**

TISSUS



# PolyForm mixte by ABC



## Coussins multi-usages confort MIX 10 / 30 / 32

Comme la majorité de nos accessoires de positionnement, ces coussins PolyForm sont multi-usages : oreiller, maintien de l'abdomen lors d'une mise en décubitus latéral, protection des jambes et/ou des genoux, appui-talons ou mollets, ...

MIX10 : 15 x 40 cm - MIX30 : 31 x 41 cm - MIX32 : 41 x 60 cm



## Coussin triangulaire de décharge

Ce coussin permet de mettre le coude ou la main en décharge avec une position confortable. La hauteur est adaptée pour soulager la pression d'appui au niveau de la jambe, du coude ou du bras.

**MIX 36** - dimensions : 20 x 41 cm - Hauteur de 1 à 9 cm


**MIX 37** - dimensions : 21 x 42 cm - Hauteur de 2 à 14 cm





**Coussin fer à cheval  
Tour de cou confort - MIX 20**

Ce coussin offre une alternative confortable à l'utilisation d'oreiller ergonomique pour la protection de la tête du patient alité.  
Dimensions : 90 x 18 cm



**Coussin demi-lune - MIX 50P**

Ce coussin sert à maintenir agréablement le dos en place lors d'une position semi- assise au lit. Suivant les fauteuils de repos, il peut être utilisé comme calage en position assise. Il est livré en finition popeline coton.  
Pour une utilisation comme coussin d'allaitement, il est conseillé d'ajouter une housse amovible en coton confort.  
Dimensions : 170 x 30 cm. (en photo finition housse MIX50HM)



POS 60

**Protections talons - POS 60 (par paire)  
Protections talons - POL 60 (par paire)**

Protections talons en microfibrilles siliconées enduites. Le complément idéal de nos autres produits de positionnement. Elles donnent une grande sensation de confort et assurent une très bonne prévention des escarres.

Finition tissu enduit M1version PolyForm - POS60  
Finition coton pour le modèle PolyMoove - POL60



POL 60

**Nouveau  
Housses confort  
pour positionneurs**



A la demande des utilisateurs, nous avons développé une gamme de housses confort amovibles pour les produits les plus utilisés de nos gammes : PolyMoove, PolyForm et PolyFlex. Ces housses apportent du confort et absorbent une partie de la transpiration. Existent pour les produits suivant :

- POL30 POL32 POL91
- POL92 POL95 MIX20
- MIX30 MIX32 MEM80
- MEM90 MEM95



**Positionnement spécifique**

Voici quelques-unes des solutions uniques et spécifiques de positionnement que nous proposons. Contacter notre service commercial pour présentation et évaluation de ces dispositifs.



**Tapis de sol - OBA 300**

Ce tapis de sol réalisé dans notre gamme PolyMoove est idéal pour ses qualités de résistance, le nettoyage et toutes les possibilités de positionnement qu'il permet. Adapté aux Centres et aux MAS.



**Kit positionnement ventral - MOC 76**

Notre kit spécifique MOC76, permet de réaliser sans difficulté un positionnement ventral avec une position correcte laissant une bonne capacité de respiration pour le patient. S'utilise conjointement avec quelques coussins PolyMoove.

En positionnement ventral, nous proposons également des solutions avec nos autres gammes de positionnement.



**Coussin soutien - Jimmy**

Coussin de soutien à la position assise pour une rééducation précoce en douceur pour les patients admis en neurologie et en gériatrie.