

Aides techniques au positionnement des patients alités



Protection talon
POL 98 : 46 x 8/3 cm



Protection talon
POL 93 : 33 x 8/4 cm

Les protections pour talons Polymoove

■ Une solution intelligente

La protection pour talon Polymoove peut-être utilisée pour des patients très agités, sans que celle-ci ne se déplace. La protection a été fabriquée de telle sorte qu'elle ne serrera pas le talon.

■ Utilisation variée

Cette protection s'utilise également pour des patients paralysés d'un côté car elle maintient le pied parfaitement en place.

■ Anatomique

La forme anatomique de la protection Polymoove permet un dégagement parfait du talon, même lors d'un appui incliné de la jambe.

■ Agréable

La protection Polymoove assure un moulage confortable du mollet pour un appui agréable sans la moindre pression.



Même avec la jambe inclinée, le talon est toujours en décharge.



Protections talons - POL60 (par paire)

Paire de protection talon en microfibres siliconées enduites.

Le complément idéal de nos autres produits Polymoove. Elles donnent une grande sensation de confort et assurent une très bonne prévention des escarres.

Cale de décharge des talons au lit - POL62

Ideal pour mettre les deux talons en décharge totale. Il se fixe sur le matelas à l'aide d'une sangle réglable en longueur avec une attache rapide. En plus d'offrir une décharge totale des talons, cette cale permet de stabiliser les chevilles des patients.

Coussins de protection pour bras

Réalisation identique à nos protections talons, ces supports permettent de protéger facilement le bras ou le mollet des patients. Avec ses fixations velcro, la protection reste parfaitement en place même pour des patients agités. 4 modèles
POL130S - taille S : 30 cm ø 7 à 10 cm
POL130M - taille M : 40 cm ø 8,5 à 14 cm
POL130L - taille L : 50 cm ø 10 à 18 cm
POL130XL - taille XL : 60 cm ø 13 à 22 cm



Votre distributeur :

Housse - Entretien

Réalisée en Obatex Bravo, cousue, elle aide à la régulation de température et d'humidité, perméable à l'air, imperméable aux liquides.

Nettoyage et désinfection

- . nettoyage à sec
- . lavage à 95 °C
- . désinfection par produits usuels (voir certificat ANIOS)
- . en cas de besoin le positionneur peut passer en machine et au sèche-linge (cycle doux)

Ne pas utiliser de produits à base de solvants (cétone, THF, diméthylformamide,...), des acides concentrés ou des phénols.

Garantie : deux ans contre tous vices de fabrication, pour une utilisation dans les conditions normales; tous accrocs ou déchirures de la housse ne sont pas couverts par la garantie.

		Numéro d'enregistrement : 29423ter Numéro d'étude : 13/023PA
LABORATOIRE DE PRESTATIONS ASSOCIEES Responsables : G. BAUWEL M. SAUTY Etude réalisée par : V. FERROTTE		ETUDE DE COMPATIBILITE Vérification de la compatibilité de produits de nettoyage et désinfection vis-à-vis d'une housse de matelas.
CLIENT : Société ABC		
Résultats : OBSERVATION des échantillons : Après la réalisation de 50 cycles d'application et après une semaine de séchage à l'air ambiant, aucune modification de la housse de matelas n'a été observée avec les produits ANIOS OXYFLOOR et ANIOXYSRAY WS.		
Conclusion : Les produits ANIOS OXYFLOOR et ANIOXYSRAY WS utilisés conformément aux recommandations des Laboratoires ANIOS, sont compatibles avec la housse de matelas OBATEX M1 provenant de la société ABC pour 50 cycles de nettoyage et désinfection.		
Sainghin-en-Métantois, le 04 mars 2013		
Mathieu SAUTY Responsable Chimie Analytique Enregistrement n° 29423ter - Etude n° 13/023PA	 G. BAUWEL Responsable Recherche et Développement	La 04/03/13