

# CEINTURE D'AIDE À LA MARCHÉ & DE RELEVAGE



• Boucle auto-centreuse 50 mm

• Aide à la Marche :


Cette ceinture s'utilise sur le patient pour un maintien en toute sécurité.

• Relevage :

Elle s'utilise autour de la taille du soignant pour servir de point de préhension au patient.



Matériaux textiles conformes à la législation  
**REACH**  
 sur les substances indésirables



## Aide à la Manutention de Patient

### Composition, Références & Tailles (en cm)



**Composition**

Jersey coton polyester  
 doublé de mousse polyuréthane  
 Enduction de polyuréthane  
 sur jersey de polyester  
 Sangles 100% polyester  
 Boucle nylon

Ceinture d'Aide	Tour de Taille
CADM-TS	60 / 80
CADM-TM	75 / 95
CADM-TL	90 / 110
CADM-TXL	110 / 130