



FICHE PRODUIT COZINY





Descriptif:

MATELAS

- Pour patient jusqu'à : 3,5 kg (COZINY 100)
- 20 kg (COZINY 200) - 40 kg (COZINY 300)
- Prévention élevée : Néo-natal & enfant
- Aide aux soins jusqu'au stade 2
- Dimensions :
- 65 x 36 x 3 cm (COZINY 100)
- 75 x 49 x 4 cm (COZINY 200)
- 140 x 70 x 6 cm (COZINY 300)
- · Matériaux utilisés :
- Cellules en film polyuréthane (COZINY 100)
- Cellules en polyester/polyuréthane (COZINY 200/300)

COMPRESSEUR

- Normes : EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, UL-2601-1
- $\bullet \ Compatibilit\'e \ \'electromagn\'etique : EN \ 60601-1-2: 1993$
- Alimentation: AC100 120V / 50 & 60 Hz, AC220 240V / 50 Hz
- · Consommation : En utilisation normale, max 12 W
- Câble d'alimentation : H05VV-F3 x 1 mm²
- Fusibles temporisés : T1A/250V
- Conditions environnementales d'utilisation et stockage :
- température : 5°C 45°C
- humidité : 15% 60%
- Classification électrique : Classe II Type B, double isolation avec ou sans fil de terre.
- IPX0, ne pas immerger le compresseur dans un liquide, ne pas
- vaporiser de liquides directement sur le compresseur.

 Ce compresseur n'est pas protégé AP/APG (AP = produits anesthésiques inflammables à l'air / APG = produits anesthésiques inflammables à l'oxygène ou oxyde nitreux).

Caractéristiques Techniques Matelas :

- · Zone Dynamique Démultipliée
- Augmentation des Zones de Stimulation
- Housse en DARTEX M1 (antibactérien & antifongique permanent)
- Option : Kit de Transformation sur Mesure

Caractéristiques Techniques Compresseur :

- Maintien Automatique de la Pression
- Réglage Standard de la Pression
- Fonction Dynamique
- · Ajustement Confort de la Pression
- Alarme Visuelle, Sonore & Basse Pression