

Les points forts de Salveo

- La personne **n'est pas tenue de porter** un bracelet ou tout autre accessoire, et aucune action manuelle n'est requise.
- Les fonctionnalités préventives permettent de **détecter des anomalies** éventuelles avant qu'elles ne deviennent critiques.
- Le système prend en compte le **rythme de vie** de la personne à travers un logiciel d'apprentissage automatique.
- Le système **respecte l'intimité** et la vie privée de la personne (pas de caméras ni de micros) et est compatible avec la présence d'**animaux domestiques**. Il ne nécessite pas de travaux d'installation et ne demande aucun entretien.
- L'abonnement comprend tous les **appels téléphoniques** générés par le système.
- Un **accès sur Internet** est mis à disposition des acteurs de la vie de la personne (avec son accord) pour les informer de son état de santé et en faciliter le suivi.
- L'offre Salveo bénéficie de la **Loi Borloo de Service à la personne**. Toute personne abonnée a droit à une déduction fiscale équivalente à 50 % du montant de l'abonnement. De plus son coût peut être **pris en charge** complètement ou partiellement dans le cadre de l'APA.



PERVAYA

5 rue Salomon de Rothschild
92156 Suresnes cedex
01 46 97 24 69
contact@pervaya.com


www.pervaya.com

la téléassistance
active

sans bracelet ni pendentif

Salveo

un système intelligent
de suivi et de téléassistance
de personnes âgées
ou handicapées
vivant seules à domicile
(sans bracelet ni pendentif).



● Capteurs

● Base locale

La solution SALVEO permet à la personne âgée ou handicapée de vivre en sécurité à domicile le plus long-temps possible.

- Le système est conçu pour détecter et analyser certaines activités journalières de façon à pouvoir déclencher automatiquement et transmettre des alertes en cas de situations critiques ou anormales,
- limite les conséquences des chutes,
- rassure la personne ainsi que son entourage,
- aide les référents dans leurs tâches d'assistance,
- fournit des informations utiles sur le plan médical,
- renforce le suivi après un retour d'hospitalisation.

Le système SALVEO se compose d'un **réseau de capteurs** sans fil et d'une simple **base de transmission**.

Les 4 capteurs de mouvement analysent 24h/24 les déplacements de la personne permettant de détecter une éventuelle chute ou une dégradation de son état de santé.

Le contact d'ouverture de porte a pour fonction de détecter quand la personne s'absente de son domicile.

Le capteur de température permet de s'assurer que la température de l'habitation n'est pas trop élevée ou que le chauffage n'est pas en panne.


La base de transmission intègre les données issues des capteurs et les transmet au **serveur central** de PERVAYA par une simple **connexion téléphonique**.

Sur le serveur central, un système expert **analyse les données** concernant les activités journalières de la personne.

Si une **situation anormale** est détectée, une **alerte est envoyée** à une opératrice d'un plateau médicalisé, à un membre de la famille ou du corps médical...

Quelques exemples de situations prises en compte :


- > **Chute.**
- > **Non réveil.**
- > **Absence de mouvement.**
- > **Températures anormales à l'intérieur de l'habitat.**
- > **Troubles du sommeil.**
- > **Baisse du taux de mobilité de la personne.**
- > **Utilisation anormale de la cuisine et des toilettes.**



Détection d'une situation anormale




Transmission de l'information à la base locale



Déclenchement d'une alerte

Appel aidants, famille...
plateau médicalisé



Informations visibles sur PC
Déclenchement des secours

