

JAY XTREME ACTIVE

Protection de la peau pour actifs et semi-actifs



PREVENTION ANTI-ESCARRE ET STABILITE POUR LES UTILISATEURS ACTIFS ET SEMI-ACTIFS

Le coussin JAY Xtreme Active est léger et de faible hauteur pour une performance optimisée et des transferts facilités.

Conçu pour répartir les pressions et assurer une bonne stabilité aux Utilisateurs actifs et semi-actifs.

La poche de **fluide JAY** optimise la protection cutanée et réduit les cisaillements.

Sa faible hauteur (6 cm) en fait un coussin idéal pour des Utilisateurs souhaitant faciliter leurs transferts ou bénéficier d'une propulsion podale, sans renoncer à une haute prévention anti-escarre et à un positionnement modéré.

Le concept de **double housse** favorise la circulation de l'air et dissipe efficacement la chaleur et l'humidité.

Pour un alignement plus précis des cuisses, la housse interne est dotée de velcro pour permettre le **rajout de cales de positionnement**.





CALES DE POSITIONNEMENT

Afin d'optimiser la posture, le coussin Xtreme Active propose des éléments de forme qui se rajoutent à tout moment:

Une butée d'abduction et deux cales d'adduction (2.5 cm) se fixant sur la housse interne par le biais de velcro. Elles permettent un meilleur alignement fémoral et une augmentation de la tolérance d'assise.

Housse externe

Housse interne

Base en mousse



NOUVELLE TECHNOLOGIE DE HOUSSE

‣ Concept de double housse:

Une **housse interne** imperméable protégeant la base en mousse du coussin.

Une **housse externe** aérée (3DX™) favorisant la dissipation de la chaleur et limitant la transpiration pour optimiser le confort et la prévention anti-escarre.



→ Housse aérée



→ Housse incontinence

- La matière imperméable de la housse interne est facile à essuyer et à nettoyer, tandis que sa fermeture éclair Aqua-guard, totalement hermétique, garantit une base mousse toujours sèche.
- Egalement disponible, une housse externe incontinence garantissant une protection maximale du coussin.
- Chaque housse, interne et externe, est compatible avec les deux types de poche de fluide et permet la disposition de cales de positionnement sans créer de tension de surface.
- Pochette pour les effets personnels, de série, sous le coussin
- Toutes les housses sont lavables en machine à 60° C et sèchent rapidement.



PERSONNALISATION DU COUSSIN XTREME ACTIVE

Le coussin JAY Xtreme Active se distingue par ses deux versions de poche de fluide.

Poche de fluide Standard (S):

- › Prévention anti-escarre modérée
- › Poids du coussin optimisé
- › En combinaison avec la base en mousse avec cuvette ischiatique taille standard

Poche de fluide Large (L):

- › Volume de fluide important
- › Prévention anti-escarre élevée
- › Répartition des pressions optimale pour des Utilisateurs aux proéminences osseuses saillantes
- › En combinaison avec la base en mousse avec cuvette ischiatique large



→ **Poche de fluide Standard**
Base avec cuvette ischiatique standard



→ **Poche de fluide Large**
Base avec cuvette ischiatique large



DONNEES TECHNIQUES

Largeurs	34 cm – 50 cm (par palier de 2 cm)
Profondeurs	34 cm – 50 cm (par palier de 2 cm)
Hauteur	7 cm (avant/arrière) - 6 cm en condition réelle d'utilisation
Poids max.Utilisateur	150 kg
Poids coussin	1,7 kg (40 x 40 avec poche fluide standard); 2,2 kg (40 x 40 avec poche fluide large)
Poches	JAY Flow Fluid™ standard et large
Housses externes	Aérée et incontinence
Kit cales positionnement	Incluant 2 cales d'adduction & 1 butée d'adduction; hauteur 2,5 cm

Pour plus d'informations sur les options disponibles, veuillez consulter la fiche de mesure sur notre site internet.

Nos produits sont constamment améliorés, c'est pourquoi Sunrise Medical se réserve le droit de modifier sans préavis le design et les données techniques de ses modèles.

Si vous êtes malvoyant, ce document peut être visualisé en format PDF sur www.SunriseMedical.fr ou adressé en agrandissement sur simple demande.



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
 17 Rue Michaël Faraday
 37170 Chambray-Lès-Tours
 Tel.: +33 (0) 2 47 55 44 00
 Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
 E-Mail: info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr