


Verticalisateur et déambulateur Activall

Activall permet le maintien en position verticale et une marche autonome. Le harnais pelvien et le séparateur de jambes rendent le Verticalisateur spécialement adapté aux patients atteints de paraplégie spastique des membres inférieurs allié à des contractures des hanches et des articulations des genoux. Un autre avantage de l'appareillage est la possibilité d'installer différents types de roulettes comme des roulettes à blocage directionnel, à blocage unidirectionnel qui aident le patient durant le processus de réhabilitation et l'apprentissage de la marche.



Tableau des tailles

Taille	1	2	3	4	5
A. Largeur de bassin (maximum) en cm	25	27	29	32	41
B. Profondeur du bassin (maximum) en cm	22	24	25	28	36
C. Largeur de poitrine (maximum) en cm	25	27	29	32	41
D. Profondeur de poitrine (maximum) en cm	22	24	25	28	36
E. Distance articulations de hanche/pieds en cm	45-60	68-84	78-101	84-114	100-147
F. Distance thorax/pieds en cm	60-73	82-97	96-118	101-131	117-161
G. Poids du patient (maximum)	25kg	40kg	60kg	80kg	95kg



Dimensions de l'appareillage

taille	largeur cm	longueur cm	hauteur cm	poids kg
1	58	79	58	17
2	60	89	82	21
3	63	91	97	23
4	66	97	103	25
5	74	102	117	28



Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4et 5

Taille 4-5 cross : usage extérieur

CODE LPPR : 1266846 + 1238152 + 1207507 : 417.25€

Taille	HT€	TTC €
1	710	749,05
2	710	749,05
3	777	819,73
4	820	865,1
5	820	865,1
Cross (taille 4-5)	1220	1348

ACCESSOIRES



Ceinture de maintien pelvien



Accoudoirs



Ceinture de transfert



Roulettes unidirectionnelles (z)



Roulettes avec blocage unidirectionnel (z)



Séparateur de jambes

Attelle membre inférieur AM-KD-AM/2R-02



Attelle membre inférieur AM-TUD-KD-02



Orthèse membre inférieur avec maintien voute plantaire AM-KDS-AM/2R Fibre de carbone

