



# Grillo G2



Grillo G2 est un déambulateur verticalisateur conçu pour les enfants et les adolescents qui commencent à marcher et qui ont besoin d'une aide pour acquérir leur schéma de marche.

**Le Grillo existe en antérieur ou en postérieur et existe en 3 versions dans chacun des modèles : PT, P ou PA.**

Grillo G2 grandit avec l'enfant, il permet des réglages extrêmement précis avec l'utilisateur en position sans modifier son centre de gravité. Son harnais pelvien soutient l'utilisateur en cas de nécessité sans générer de pression. Il permet une posture adaptée à l'utilisateur tout en lui assurant sécurité, stabilité et équilibre. Grillo G2 est utilisable en intérieur ou en extérieur.



## CARACTÉRISTIQUES

- Réglages rapides qui ne nécessitent pas d'outils ;
- 2 supports ergonomiques indépendants selon version : support thoracique et support pelvien réglables (hauteur, profondeur, circonférence) ;
- Un seul châssis pour 2 usages : antérieur et postérieur ;
- Graduations sur tous les supports réglables ;
- Système de pliage simple et rapide, sans enlever les accessoires ;
- Roues avant pivotantes avec blocage directionnel ;
- Roues arrière avec système anti-recul, frein parking et système de freinage progressif (4 niveaux possibles) ;
- Disponible en 4 tailles **Mini** **S** **M** **L** ;
- Harnais pelvien et paire de frein au pied livrés en standards.
- Paire de frein au pied

## VERSIONS

*Grillo G2 Antérieur  
Version PT*



*Grillo G2 Antérieur  
Version P*



*Grillo G2 Antérieur  
Version PA*



*Grillo G2 Postérieur  
Version PT*



*Grillo G2 Postérieur  
Version P*




*Grillo G2 Postérieur  
Version PA*



# Grillo G2 Antérieur

Code LPPR 1266846 + 1238152 + 1207507 - Code ISO 120609

Réf. Voir tableau



## Grillo antérieur existe en 3 versions :

- **PT** : Avec support **P**elvien , support **T**horacique, harnais pelvien et guidon.
- **P** : Avec support **P**elvien, harnais pelvien et guidon.
- **PA** : Avec support **P**elvien, supports de br**A**s et harnais pelvien.



## RÉFÉRENCES

GRILLO G2 ANTERIEUR	RÉF.
Version PT	
Taille Mini	29000
Taille S	29901
Taille M	29902
Taille L	29960
Version P	
Taille Mini	29892
Taille S	29779
Taille M	29968
Taille L	29969
Version PA	
Taille Mini	29891
Taille S	29911
Taille M	29912
Taille L	29966



Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2 Antérieur	T Mini	18 mois -3 ans	75-100	42-61	51-75	53-79*	73	57	35	13,5
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	69-100	55-80*	75	65	45	16,2
	T M	8-14 ans	110-160	54-100	76-125	67-130*	91	76	90**	19,5
	T L	adulte	150-190	63-117	85-146	84-120*	101	82	110	23

\* Important : les mesures A et B ne doivent pas être supérieures à la fourchette recommandée pour les supports.

\*\* Si le poids de l'utilisateur est supérieur ou égal à 60kg, dans la version comprenant le support thoracique, l'utilisation du harnais pelvien est fortement recommandée.

# Grillo G2 Postérieur

Code LPPR 1266846 + 1238152 - Code ISO 120609

Réf. Voir tableau



Taille S

## Grillo postérieur existe en 3 versions :

- **PT** : Avec support **P**elvien , support **T**horacique, harnais pelvien et poignées.
- **P** : Avec support **P**elvien, harnais pelvien et poignées.
- **PA** : Avec support **P**elvien, supports de br**A**s et harnais pelvien.



## RÉFÉRENCES

GRILLO G2 POSTERIEUR	RÉF.
Version PT	
Taille Mini	29780
Taille S	29917
Taille M	29918
Taille L	29962
Version P	
Taille Mini	29895
Taille S	29915
Taille M	29916
Taille L	29913
Version PA	
Taille Mini	29894
Taille S	29919
Taille M	29920
Taille L	29961




Dimensions en cm	TAILLE	ÂGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE USAGER*	HAUTEUR ANNEAU PELVIEN (A)	HAUTEUR ANNEAU THORACIQUE (B)	PÉRIMÈTRE ANNEAUX PELVIEN (A) ET THORACIQUE (B)	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	CHARGE MAXI	POIDS
Grillo G2 Postérieur	T Mini	18 mois -3 ans	75-100	42-61	51-75	53-79*	73	57	35	13,5
	T S	3-8 ans	90-135	49-84	69-100	55-80*	75	65	45	16,2
	T M	8-14 ans	110-160	54-100	76-125	67-130*	91	76	90**	19,5
	T L	adulte	150-190	63-117	85-146	84-120*	101	82	110	23

\* Important : les mesures A et B ne doivent pas être supérieures à la fourchette recommandée pour les supports.

\*\* Si le poids de l'utilisateur est supérieur ou égal à 60kg, dans la version comprenant le support thoracique, l'utilisation du harnais pelvien est fortement recommandée.

## ACCESSOIRES COMMUNS POUR GRILLO G2 ANTÉRIEUR et POSTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO	RÉF.	
<b>Selle escamotable</b>		1
• T S	29996	
• T M	29997	
• T L	29998	
<b>Paire lest</b>		
• T S	29950	
• T M et L	29951	
<b>Poignée de poussée aidant</b>		2
• T U	29810	
<b>Harnais pelvien (Toujours avec support)</b>		3
• T S	29940	
• T M	29941	
• T L	29965	
<b>Support pelvien</b>		4
• T S	29936	
• T M	29937	
• T L	29975	
<b>Support thoracique</b>		5
• T S	29938	
• T M	29939	
• T L	29976	
<b>Séparateur de jambes avec maintien de chevilles</b>		6
• T S	29905	
• T M	29906	
• T L	29949	



*Facilement pliable*

## ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR	RÉF.
<b>Supports de bras</b>	
• T S	29932
• T M	29933
• T L	29954
<b>Guidon</b>	
• T S	29907
• T M	29908
• T L	29989

## ACCESSOIRES POUR GRILLO POSTÉRIEUR

ACCESSOIRES POUR GRILLO POSTÉRIEUR	RÉF.
<b>Jeu de poignées</b>	
• T U	29909
<b>Siège amovible</b>	
• T S	29924
• T M et L	29943
<b>Support lombaire</b>	
• T S	29930
• T M	29931
<b>Support de bras</b>	
• T S	29934
• T M	29935
• T L	29925

## ACCESSOIRES POUR GRILLO ANTÉRIEUR ET POSTÉRIEUR Taille Mini

ACCESSOIRES POUR TAILLE MINI SEULEMENT	RÉF.
<b>Séparateur de jambes</b>	29610
<b>Support thoracique</b>	29611
<b>Harnais pelvien</b>	29612
<b>Guidon</b>	29613
<b>Jeu de poignées (propulsion avant)</b>	29614
<b>Supports de bras</b>	29785
<b>Poignée de poussée aidant</b>	29810
<b>Support pelvien</b>	29615

