

Coussin de siège rond



En position allongée :

- Pour la prévention d'escarre du sacrum: absence de pression, diminution des douleurs

Il est conseillé de surélever les jambes avec un coussin Deynawave®.

En position assise :

Il est à utiliser dans le cas de douleur du plancher pelvien suite à une épisiotomie ou à une chirurgie du rectum, mais également pour le confort de la personne qui reste longtemps assise.

(il soulage également les pressions au niveau des ischions).



Description :

Coussin de siège en mousse polyuréthane, avec sa housse polyuréthane imperméable MI.

Références et Dimensions :

Réf: 72.088 pour les poids inférieurs à 60 Kg

Réf: 72.188 pour les poids supérieurs à 60 kg

Diamètre intérieur de 12 cm

Diamètre extérieur de 50 cm

Entretien :

- Coussin: Lavable en machine à 95°C
- Housse: Nettoyage de surface à l'eau savonneuse et/ou par un désinfectant sans chlore. Lavable en machine à 90° C

