

Aide autour du lit




Le revêtement antidérapant empêche le dérapage des pieds.

Le disque de rotation est composé de deux disques dont un avec une surface glissante.

PM-5080

Le disque de rotation a une poignée qui en facilite le transport et le rangement

Le pose pieds rehausseur gomme les différences de niveau rencontrées par exemples entre le lit, le fauteuil roulant, une chaise ou les cuvettes de WC.



PM-8090

PM-Alpha® Disque de rotation

Le disque de rotation rend plus facile le transfert, pour des patients qui peuvent assumer leur poids sur leurs jambes, entre, par exemple le bord d'un lit et un fauteuil roulant.

Il peut être utilisé en dualité avec une alèse coulissante, une sangle de redressement ou avec la ceinture de maintien.

PM-Alpha® Pose-pied rehausseur

La pose-pieds rehausseur gomme les différences de niveau rencontrées par exemples entre le bord du lit, le fauteuil roulant, une chaise ou les cuvettes de WC.

Il augmente la superficie au sol pour les patients. Il peut être utilisé en dualité avec une alèse coulissante, une sangle de redressement ou avec la ceinture de maintien.

PM-Alpha® Disque de rotation

Code article: PM-5080
Dim.: Ø 40 cm
Matériau: ABS - Revêtement plastique



PM-Alpha® pose-pieds rehausseur

Code article: PM-8090
Dim.: 32 x 38 x 8,5 cm
Matériau: Polyéthylène

