

## Les sangles de verticalisation pour Quick Raiser®

Les sangles de verticalisation assurent un maintien dorsal parfait. Elles se posent facilement en quelques secondes grâce au système d'attache "marine" pour assurer les transferts assis/assis.

**Ce concept exclusif de transfert ergonomique évite la traction verticale traumatisante des verticalisateurs de première génération et permet de retrouver le mouvement naturel du corps.**

La ceinture abdominale limite l'effet de glisse et rassure la personne transférée.



Sangle en polyester avec ceinture abdominale  
Réf. S85 91 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL



Sangle CONFORT en vinyle avec ceinture abdominale  
Réf. S85 92 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

Le rembourrage particulièrement généreux des parties sous-axillaires des sangles CONFORT permet un bien-être maximal et évite les cisaillements.



La fonction auto-serrante de la sangle est naturellement activée pendant la verticalisation, lors de la rétraction abdominale du patient.



Sangle auto-serrante avec ceinture abdominale  
Réf. S85 90 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL



Sangle CONFORT avec ceinture abdominale et jambières  
Réf. S85 93 000 XS, 100 S, 200 M, 300 L, 400 XL

**Pour des pathologies particulières PRAXIS propose d'autres sangles techniques adaptées.**

### Entretien et désinfection des sangles

- LE CIRCUIT DE LAVAGE EST LE CIRCUIT A PART, SANS MISE SOUS FILET, afin de permettre un lavage SANS SECHAGE avec des produits détergents standard.
- L'AUTOCLAVE, LES TUNNELS DE LAVAGE ET LE SECHE-LINGE SONT A PROSCRIRE AFIN DE NE PAS DETERIORER LES SANGLES - LE SECHAGE DOIT SE FAIRE A PLAT.
- Les sangles en polyuréthane et en polyester sont « ramollies » par les tunnels de lavage et l'opération de séchage. Elles perdent de leur efficacité, de leur durabilité et provoquent un effet de cisaillement.
- En cas de risque d'infection, les sangles peuvent être immergées dans une solution désinfectante. Pour les infections sévères, plusieurs modèles de sangles peuvent être lavées jusqu'à une température de 85°, la température de lavage étant indiquée sur l'étiquette.

Les sangles PRAXIS ont une découpe anatomique respectant la courbure naturelle du dos.

Cette conception exclusive assure une position idéale et très confortable, de type hamac et évite l'effet de glisse.

Les sangles de transfert passif se posent en croisant les boucles des jambières



CE Les sangles sont garanties 1 an **Fabriqué en France**

**praxis**

medical technologies

PRAXIS MEDICAL TECHNOLOGIES

107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier - France

Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39

e-mail : info@praxismedical.com - http://www.praxismedical.com

CACHET DISTRIBUTEUR