

# Fauteuil Barton®

## Transfert et déplacement de patients lourds

La chaise Barton® est conçue pour permettre le transfert de patients lourds en position allongée, ainsi que leur déplacement en position allongée ou assise grâce à sa fonction de repositionnement rapide.

La chaise Barton® peut ainsi être utilisée comme une civière ou une chaise roulante.

Elle peut être utilisée dans les Centres Hospitaliers, les établissements spécialisés ou en hospitalisation à domicile.

*Innovative  
HealthCare Solutions*



Modèle I-700



Grace à sa fonction de transfert intégré, la chaise Barton® permet le transfert latéral d'un patient lourd par un seul opérateur

Le poids maximal du patient du modèle I-700 est de 315 kg pour une largeur de siège de 680 mm.

# Fonctionnalités du fauteuil **Barton®**



**1**  
Le réglage de la position inclinée du fauteuil est facile et rapide



**3**  
Le système de freins centralisé s'utilise en toute sécurité



**5**  
Réglage en hauteur du fauteuil



**2**  
Tête réglable avec support latéral



**4**  
L'accessoire de transfert **Barton®** se positionne facilement sur la plupart des lits d'hôpitaux et des civières

## Opérations de transfert


Le système de transfert **Barton®** d'un patient en position allongée est un système exclusif.




**1** Placer la chaise à côté du lit en position horizontale



**2** Fixer la chaise



**3** Transférer le patient en tournant la poignée



**4** Incliner la chaise pour asseoir le patient



Tous les produits PRAXIS Medical Technologies sont marqués CE

ISO 9001



**praxis**  
medical technologies

PRAXIS Medical Technologies  
107, rue Dassin - Parc 2000 - 34080 Montpellier  
Tél. 04 99 77 23 23 - Fax 04 99 77 23 39  
e-mail : [info@praxismedical.com](mailto:info@praxismedical.com) - <http://www.praxismedical.com>

CACHET DISTRIBUTEUR