



Invacare Sangle Universelle Standard

- Maintien du corps et des épaules.
- Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien de la tête, souvent utilisée pour les personnes âgées ayant besoin d'un repère dans l'espace.
- Pour transfert en position assise.

| Tailles | Α | В | С | D | |
|---------|------|------|-----|-----|--|
| S | 1000 | 920 | 510 | 410 | |
| М | 1090 | 1050 | 560 | 480 | |
| L | 1180 | 1090 | 580 | 560 | |
| XL | 1240 | 1250 | 585 | 710 | |

| | Référence / | Référence / Tissu | | | | |
|---------|-------------|-------------------|---------|--|--|--|
| Tailles | Maille | Solide | Spacer | | | |
| S | 1478411 | 1485882 | 1485363 | | | |
| M | 1478412 | 1485883 | 1485364 | | | |
| L | 1478413 | 1485884 | 1485365 | | | |
| XL | 1478414 | 1485885 | 1485366 | | | |

Invacare Sangle Universelle dossier bas

- Maintien des hanches et du bas du dos.
- Conseillée pour les personnes ayant un bon maintien du tronc et de toute la tête.
- Pour transfert en position assise.

| Tailles | Α | В | C | D |
|---------|-----|------|-----|-----|
| S | 850 | 800 | 350 | 410 |
| M | 920 | 940 | 375 | 480 |
| L | 950 | 1075 | 405 | 575 |

| | Référence / Tissu | | |
|---------|--------------------|--|--|
| Tailles | Solide dossier bas | | |
| S | 1491893 | | |
| M | 1491894 | | |
| 1 | 1451067 | | |

Invacare Sangle Universelle avec têtière

- Maintien du corps et de la tête dans une position confortable, légèrement inclinée en arrière.
- Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien de tête, de tronc ou des hanches.
- Pour tous types de transferts en position allongée/ assise/semi-assise.

| Tailles | Α | В | C | D |
|---------|------|------|-----|-----|
| XS | 1040 | 740 | 610 | 340 |
| S | 1080 | 840 | 730 | 380 |
| M | 1420 | 1000 | 830 | 400 |
| L | 1550 | 1100 | 920 | 510 |
| XL | 1680 | 1150 | 920 | 550 |

| | Référence / | Référence / Tissu | | | | |
|---------|-------------|-------------------|---------|--|--|--|
| Tailles | Maille | Solide | Spacer | | | |
| XS | 1485950 | 1483776 | 1485955 | | | |
| S | 1485951 | 1483777 | 1485956 | | | |
| M | 1485952 | 1483778 | 1485957 | | | |
| L | 1485953 | 1483779 | 1485958 | | | |
| XL | 1485954 | 1485949 | 1485959 | | | |



Invacare Sangle Universelle avec têtière Plus

- Maintien du corps et de la tête dans une position confortable, légèrement inclinée en arrière. Les bras sont libres de mouvement en dehors de la sangle.
- Conseillée pour les personnes ayant un faible maintien de tête, de tronc ou des hanches.
- Pour tous types de transferts en position allongée/ assise/semi-assise.

| Tailles | Α | В | С | D | |
|---------|------|------|-----|-----|--|
| S | 1380 | 840 | 880 | 340 | |
| M | 1510 | 950 | 930 | 450 | |
| L | 1580 | 1100 | 970 | 560 | |
| XL | 1590 | 1190 | 970 | 630 | |

| | Référence / | Référence / Tissu | | | | |
|---------|-------------|-------------------|---------|--|--|--|
| Tailles | Maille | Solide | Spacer | | | |
| S | 1517761 | 1485960 | 1517894 | | | |
| M | 1517762 | 1485961 | 1518021 | | | |
| L | 1517892 | 1485962 | 1518022 | | | |
| XL | | 1485963 | | | | |

Invacare Sangle Hamac avec têtière et Sangle Hamac Toilette




- Conseillée pour les personnes ayant un très faible tonus de la tête et du tronc.
- Large support de jambes rembourré, multipositionnable, pour s'adapter à tous types de transferts et de patients.
- Pour transfert en position assise et semi-assise.
- Pour toute amputation courte ou longue.

| Tailles | Α | В | С | D |
|---------|------|------|-----|------|
| XS | 1040 | 970 | 510 | 960 |
| S | 1150 | 1050 | 550 | 1020 |
| M | 1395 | 1170 | 610 | 1160 |
| L | 1445 | 1290 | 675 | 1280 |
| XL | 1460 | 1330 | 745 | 1470 |

| | Référence | Référence / Tissu | | | | |
|---------|-----------|-------------------|-----------|---------|--|--|
| | Hamac ave | ec têtière | Hamac toi | lette | | |
| Tailles | Maille | Spacer | Maille | Solide | | |
| XS | 1485967 | 1485948 | 1451096 | 1451091 | | |
| S | 1485968 | 1485554 | 1451097 | 1451092 | | |
| M | 1485969 | 1485777 | 1451098 | 1451093 | | |
| L | 1485970 | 1485778 | 1451099 | 1451094 | | |
| XL | 1485947 | 1451090 | 1451100 | 1451095 | | |





Invacare Sangle Hamac sans têtière

Conseillée pour les personnes ayant un bon tonus du tronc et de la tête.

| Tailles | Α | В | С | D |
|---------|------|------|-----|------|
| S | 960 | 1050 | 550 | 1000 |
| M | 1020 | 1170 | 610 | 1050 |
| L | 1160 | 1290 | 675 | 1110 |

| | Référence/Tissus | |
|---------|------------------|---------|
| Tailles | Maille | Spacer |
| S | 1523070 | 1523098 |
| M | 1523096 | 1523099 |
| L | 1523097 | 1523100 |