

La verticalisation avec Liko™

Les verticalisations avec le lève-personnes Sabina™.

Le verticalisateur Sabina™ est simple à utiliser et polyvalent. Il est destiné aux patients qui peuvent participer activement à l'opération de verticalisation. Une fois debout, ils peuvent être déplacés vers un fauteuil roulant ou les toilettes ; le **transfert** est ainsi l'occasion pour eux de **s'entraîner à se tenir debout**.

Une sangle de rehaussement aide à la verticalisation en soulevant le haut du corps du patient. Il existe plusieurs types de sangles de rehaussement afin de répondre aux besoins de chaque patient. Par exemple, la sangle peut être placée sous les bras du patient ou à l'extérieur de ceux-ci. Le verticalisateur Sabina™ dispose d'une large gamme de modèles de sangles et d'accessoires.



La verticalisation avec Liko™

AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE DE REHAUSSEMENT. LIKO. MOD. 91 MEILLEURE VENTE

La sangle de rehaussement Liko. est une sangle de verticalisation simple à utiliser et nécessitant peu de réglages individuels. Elle sert aux patients tenant bien sur leurs jambes mais qui ont besoin de beaucoup d'aide pour se lever. Le levage se fait par le dos et par-dessous les bras. La sangle de rehaussement. est utilisable avec ou sans le rembourrage en peau de mouton ; l'intérieur est doublé de velours pour éviter que la sangle glisse. Le rembourrage en peau de mouton est amovible (fermeture éclair™). Le rembourrage supplémentaire est une option. Il se met en place autour du corps via une ceinture réglable qui maintient la sangle en position autour du haut du corps pendant la mise en place. Ce modèle est une excellente sangle de verticalisation pour débuter.

- Enserre le corps via une ceinture
- Confortable avec son rembourrage amovible
- Ceinture réglable
- À combiner avec l'étrier 350 Sabina.
- Convient aux patients les plus stables
- Ceinture d'extension et rembourrage supplémentaire en option

TAILLES : S, M, L, XL
TISSUS : Polyester, doublage velours



AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE SÉCURITÉ. LIKO. MOD. 93 AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE SÉCURITÉ. LIKO. AVEC SOUTIEN DORSAL SUPPLÉMENTAIRE. MOD. 94

La sangle sécurité. est une sangle de verticalisation unique de par la sécurité qu'elle procure, sa forme et son principe de fonctionnement. Elle soulève par le dos et enserre le buste. La ceinture assure une sécurité en évitant que le patient glisse hors de la sangle. Le principe de sécurité dans les tendeurs de la sangle se traduit par la présence de deux boucles interactives sur chaque crochet. (idem sur le Harnais-veste. avec aide à la marche, le harnais Hygiène. et le harnais culotte., mod. 45/46). L'intérieur de la sangle sécurité. est en filet polyester ; celui-ci offre un coefficient de friction élevé et empêche efficacement les glissements. La sangle sécurité. avec soutien dorsal supplémentaire, mod. 94 dispose d'un soutien dorsal rehaussé et d'une base plus courte. La pression est ainsi mieux répartie sur une plus grande partie du dos. Convient aux patients peu stables et tenant difficilement debout.

- Pour une sécurité/sûreté accrues
- Convient au patient avec un mauvais équilibre debout
- À utiliser principalement avec l'étrier 350 Sabina.
- Ajustement individuel
- Le modèle 94 procure un soutien dorsal supplémentaire
- Rembourrage en peau de mouton en option

TAILLES : M, L
TISSUS : Polyester, rembourrage avec filet plastifié.



AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE CONFORT. LIKO. MOD. 95

La sangle Confort. Liko. se distingue résolument des autres sangles. Elle se compose de deux parties. La sangle extérieure soulève par le dos et par l'extérieur des bras tandis que la ceinture intérieure, fixée à la base de la sangle extérieure, empêche les glissements ; ce qui contribue à accroître la sécurité. Le principe de sécurité dans les tendeurs de la sangle se traduit par la présence de deux boucles interactives sur chaque crochet (idem sur le Harnais-veste. avec aide à la marche, la sangle sécurité. de verticalisation, le harnais Hygiène. et le harnais culotte., mod. 45/46). Aucune partie ne fait pression au niveau des aisselles ; ce qui rend cette sangle parfaite pour les patients extrêmement sensibles et victimes d'AVC.

- Convient aux patients tenant difficilement debout
- Pour éviter de faire pression sous les aisselles ; par ex., pour les patients victimes d'AVC et extrêmement sensibles
- Soulève par le dos et par l'extérieur des bras, non par-dessous ceux-ci
- La ceinture soulève en enserrant le buste et évite les glissements
- Ajustement individuel
- À combiner avec l'étrier Confort Sabina.

TAILLES : S, M, L, XL
TISSUS : Polyester, rembourrage avec filet plastifié.



AIDE À LA VERTICALISATION : SANGLE DE REHAUSSEMENT SOLO. LIKO. MOD. 911

La sangle de rehaussement Solo. s'utilise pour des patients en particulier qui nécessitent un harnais pour une période courte ou lorsque vous souhaitez vous épargner les lavages. À combiner avec le verticalisateur Sabina. Liko. pour placer un patient debout depuis une position assise. La sangle de rehaussement Solo. soulève par le dos et par-dessous les bras.

- Pour une utilisation à court terme par certains patients, de la position assise à debout
- Pas de lavage ; jeté quand souillé ou plus utile
- À combiner avec l'étrier 350 Sabina.

TAILLES : M, L
TISSUS : Matériau non tissé

