

Melbourne



Fauteuil de détente manuel.

La solution confort prémium adaptée aux personnes à mobilité réduite


Mousse à mémoire de forme sur dossier, assise et repose pieds

Revêtement doux, souple, imperméable

avec traitement retardant au feu

Poignée et roulettes de déplacement

Le confort séniор by 



contact@seniortys.com

Bien être manuel




Données techniques

Structure Acier et panneau contreplaqué
S'ouvre et se ferme grâce à la poignée sur le côté qui permet également d'actionner le repose-pieds
2 roulettes permettant de bloquer le pivotement du fauteuil
2 roulettes directionnelles avec frein
1 poignée arrière permettant un déplacement aisément du fauteuil par une tierce personne

Suspension Ressorts type "NOSAG"

Assise Mousse à mémoire de forme de 55 kg/m³




Dossier Mousse à mémoire de forme de 55 kg/m³

Manchettes Mousse polyuréthane de 24 kg/m³
Revêtement Textile enduit polyuréthane Imperméable
20% coton
80% polyuréthane

Remarque Les coussins du dossier, de l'assise et du repose-pieds sont montés sur velcro pour un entretien plus facile
La hauteur des roulettes permet le passage de certains soulèves patient




Coloris



Bleu Navy et Gris France

Dimensions



ChairWorks®