

CAPOT DE BOUCLE OPTIONNEL POUR BOUTON À POUSSER

(Boucle bouton à pousser montré en page 6)



CAPOT ACCÈS RÉDUIT

FS018D-1 1-1/2", Ø14mm bouton
Utilisation pour ceinture médium et petite.

FS018D-50 Pack de 50

FS019D-1 2", Ø14mm bouton

Utilisation pour une ceinture large.

FS019D-50 Pack de 50



CAPOT DE SÉCURITÉ

FS018C-1 1-1/2", Ø6mm bouton

Utilisation pour ceinture petite et médium.

FS018C Pack de 50

FS019C-1 2", Ø6mm bouton

Utilisation pour ceinture large.


FS019C Pack of 50



EXTRA SMALL BOUCLE CAPOT DE SÉCURITÉ

Enclenchement en toute sécurité sur notre boucle bouton à pousser extra small en métal, dont l'accès est limité même pour les plus petits doigts.

Ouverture instantanée avec une mine de crayon. **FS029C-1**



Shown: Previous Metal Push-Button Buckle with Buckle Security Cover Attached.



BOUCLE CAPOT DE SÉCURITÉ

Enclenchement en toute sécurité sur la boucle bouton à pousser en métal précédente (ne sera plus disponible plus longtemps), dont l'accès est limité même pour les plus petits doigts. Ouverture instantanée avec une mine de crayon. **FS025C-1**

CEINTURES PIVOT-MOUNT

Prevoit un assemblage direct sur des surfaces rigides, requiert uniquement un creu de 1/4" (6mm).



Rehab Latch™

SB225M Medium

SB225L Large

SB225XL Extra Large



Bouton à pousser en métal Extra Small

SB235XS Extra Small

SB235S Small


SAISIR AU-DELÀ DU FAUTEUIL avec Bodypoint® Hip Grip®



HIP GRIP®

Une stabilisation novatrice et dynamique du bassin, disposée à aider l'utilisateur du fauteuil roulant à maintenir une stabilité de son bassin tout en permettant un libre mouvement fonctionnel des hanches. The Hip

Grip permet aux hanches d'effectuer une amplitude naturelle des mouvements antérieurs et postérieurs naturels, tout en fournissant une résistance variable pour ramener le bassin à sa posture initiale. La combinaison d'une amélioration de positionnement du bassin, d'un renforcement dynamique du mouvement du bassin dans la posture assise permet de perfectionner les activités fonctionnelles, tel qu'accéder ou propulser le fauteuil roulant. Pour plus d'information, contactez RUNSEAT Rehab.



HARNAIS DE JAMBES

Maintien chaque jambe par l'intérieur des cuisses, procurant une résistance exceptionnelle aux rotations du bassin et aux obliques, sans pour autant limiter les mouvements antérieurs ou exercer de pression sur la vessie. Vendu par paires.

LH600S-A1/-A2 Small 9" (23cm)

LH600M-A1/-A2 Medium 13" (33cm)

LH600L-A1/-A2 Large 15" (38cm)



MESURES POUR UN HARNAIS DE JAMBE



Mesures de la face antérieure
De l'épine iliaque supérieure (EIS)
jusqu'au point où l'intérieur de la cuisse
touche au siège.

S Taille 8-11" (20-28cm)

M Taille 11-14" (28-36cm)

L Taille 14-16" (36-41cm)