



OPTIONS D'ATTACHES HARNAIS STAYFLEX™ ET HARNAIS D'ÉPAULE




L'attache par tirage arrière est idéale pour un usage avec des dossiers épais ou si vous souhaitez une boucle ou un ajustement loin de l'utilisateur.



OPTION DE CONFIGURATION

La boucle d'ouverture sur le côté également incluse, peut être remplacée par une sangle de tirage arrière pour procurer une longueur continue de sangle droite pour un usage avec des boucles à came ou un autre matériel de montage.

Les présentations des coucles *camés* ne sont pas incluses
Voir page 22.



FRONT-PULL

L'attache d'ajustement avant apporte une stabilité maximum tout en permettant une position ajustée derrière ou devant l'utilisateur.

Taille	Longueur des coussinets	Ajustement avant	Ajustement derrière
S	12" (31cm)	SH210S	SH220
13-1/2"	(34cm)	SH210M	SH220M
L	16" (41cm)	SH210L	SH220L
XL	18-1/2" (47cm)	SH210XL	SH220XL

STANDARD HARNAIS D'ÉPAULE H-STYLE

Possède une sangle ajustable au niveau du sternum pour assurer une parfaite adaptation; idéale pour contrôler les forts mouvements spasmodiques.

HARNAIS D'ÉPAULES TRIMLINE Conçu à partir de deux sangles matalassées qui permet le meilleur degré de liberté en s'adaptant à la poitrine.

Taille	longueur des coussinets	Ajustement avant	Ajustement arrière
S	9-1/4" (23.5cm)	SH230S	SH240S
M	11-1/2" (29cm)	SH230M	SH240M
L	13-1/4" (34cm)	SH230L	SH240L



POSITION CROISÉ

Adaptation agréable qui n'entrave pas les mouvements de bras.

POSITION SAC-À-DOS

Favorise la respiration en incitant la rétraction des épaules et en stabilisant le tronc.

SENTEZ-VOUS SÛR ET SÉCURISÉ avec la ceinture de bain Bodypoint®



LA CEINTURE DE BAIN

La ceinture de bain Bodypoint combinée avec nos propriétés de rembourrage Aeromesh® vous procure une sécurité sans pour cela compromettre le confort et la santé de l'utilisateur. L'eau et l'air passent aisément à travers le tissu Aeromesh, permettant au client d'être baigné entièrement et à la ceinture de sécher rapidement après utilisation. Sa conception flexible et sa forme universelle l'autorise à être utilisée en différents endroits pour sécuriser le client: à travers la poitrine ou l'abdomen pour prévenir d'éventuelles chutes, ou bien ajustée autour des genoux pour préserver le clients d'éventuelles glissades en avant ou hors de la chaise.



- BB101M-22-1** Medium (22mm clamps)
- BB101M-25-1** Medium (25mm clamps)
- BB101L-22-1** Large (22mm clamps)
- BB101L-25-1** Large (25mm clamps)
- BB101M-1** Medium (without clamps)

L'eau et l'air passent aisément à travers le tissu Aeromesh®

