




SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

GAMME HARNAIS

TRANSFERT



[scemed.com](https://www.scemed.com)



LES HARNAIS

La qualité française par Scemed

Pour réussir des transferts sécurisés au quotidien, votre lève-personnes ou votre verticalisateur nécessite l'utilisation de harnais adaptés : la qualité de la prise en charge du patient en dépend.

C'est pourquoi, Scemed a développé une large gamme de harnais capables de répondre aux besoins spécifiques de chaque patient quels que soient sa taille, sa corpulence ou son degré de dépendance.

Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration avec des ergothérapeutes pour concevoir **la gamme la plus fonctionnelle et confortable possible pour les personnes à mobilité réduite.**

Les harnais Scemed ont été élaborés avec à l'esprit, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant.

Faciles à mettre en place, ils simplifient les manipulations et permettent ainsi de consacrer plus de temps aux soins.

Scemed vous propose une gamme complète de harnais :

- **Classiques :** harnais destinés à l'usage général déclinés en 4 matières souples afin d'offrir un bon niveau de confort et de soutien pour les tâches quotidiennes.
- **Spécialisés :** Harnais de rééducation à la marche, à patient unique, pour les milieux humides, etc.



ATELIER DE CONFECTION

Le savoir-faire Scemed

Nous disposons d'un atelier de confection interne dédié à la fabrication et la réparation de harnais de transfert.

Notre équipe bénéficie d'une expertise de longue date dans la confection d'articles textiles : un gage de qualité pour des harnais durables et made in France.

Nous réalisons également les entretiens annuels normatifs qui incluent la remise en état et la certification, qu'il s'agisse d'un harnais Scemed ou non.



Notre gamme de harnais est **conforme aux normes françaises et européennes** en vigueur (norme ISO10535).



Nos harnais ont fait l'objet de **tests et contrôles stricts** pour vous assurer une qualité d'utilisation optimale.



Nos **harnais sont universels** et s'adaptent également à tous les équipements existant sur le marché.




Scemed vous accompagne et vous forme aux gestes et postures à adopter lors de vos transferts.

HARNAIS FASTFIT

Rapide et pratique à mettre en place.

- 1 Molletonné au niveau des jambes
- 2 Forme en U qui facilite la mise en place

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
1PLG	Classic sans têteière	polyester	XS à XXL
1HSAPLG	Classic avec têteière	polyester	XS à XXL
2PLGL	Classic maillé sans têteière	polyester maillé	XS à XXL
2HSAPLG	Classic maillé avec têteière	polyester maillé	XS à XXL
S2F	Classic sans têteière	coolmax	XS à XXL
S2FHS	Classic avec têteière	coolmax	XS à XXL




HARNAIS DELUXE

Confort inégalé.

- 1 Jambières larges et molletonnées
- 2 Réduit la pression au niveau des jambes

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
011G	Classic sans têteière	polyester	XS à XXL
011HSAG	Classic avec têteière	polyester	XS à XXL
SFPLUSD	Classic avec têteière	coolmax	XS à XXL
STD061DHSNY	Classic avec têteière	parasoie	XS à XXL
STD061DNY	Classic sans têteière	parasoie	XS à XXL
012G	Classic maillé sans têteière	polyester maillé	XS à XXL
012HSAG	Classic maillé avec têteière	polyester maillé	XS à XXL






HARNAIS HYGIÈNE

Idéal pour la mise aux toilettes ou le change du patient.

- 1 Excellent maintien du haut du corps
- 2 Rembourré sous les jambes et molletonné sous les bras
- 3 Équipé d'une ceinture de maintien abdominale

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
9PRG	Classic hygiène sans tête	polyester	XS à XXL
9PRHSG	Classic hygiène avec tête	polyester	S à XXL
10PRG	Classic hygiène sans tête	polyester maillé	XS à XXL
10PRHSG	Classic hygiène avec tête	polyester maillé	XS à XXL



HARNAIS HI EASY

Idéal pour les transferts au lit.

- 1 Enveloppant des hanches à la tête
- 2 Maintien parfait du dos lors d'un transfert incliné à l'arrière
- 3 Jambières molletonnées
- 4 Utilisation adaptée pour berceau motorisé


Réf.	Harnais à boucles	Matières	Tailles
067AG	Classic	polyester	S à XXL
073AG	Classic	polyester maillé	XS à XXL
SFPLUS	Classic	coolmax	XXS à XL
STD061SHSNY	Classic	parasoie	XS à XL
1130099	Hygiène	polyester	XS à XXL

Réf.	Harnais à clips	Matières	Tailles
1130098	Classic	polyester	XS à XXL
1130111	Classic	polyester maillé	XS à XXL
1130117	Classic	coolmax	XS à XXL
1130123	Classic	parasoie	XS à XXL
1130105	Hygiène	polyester	XS à XXL

1



2



HARNAIS VERTICALISATEUR

- 1 Harnais verticalisateur standard : transfert actif
- 2 Harnais verticalisateur assis : transfert actif / passif



1



2

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
204G	harnais verticalisateur assis	polyester	S à XL
SILSB360	harnais verticalisateur standard	polyester	S à XXL

1



HARNAIS DE MARCHÉ

- 1 2 zones de maintien rembourrées : sous les bras et à l'entre-jambes pour le modèle homme




Modèle femme



Modèle homme

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
018G	Modèle femme	polyester	XS à XL
017G	Modèle homme	polyester	XS à XL
023D	Modèle Piscine	néoprène	S à XL



HARNAIS HAMAC

Transfert avec les jambes jointes.

Option disponible : ouverture pour effectuer la toilette intime

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
S14A	Hamac sans têteière	polyester	XS à XXL
S14AHS	Hamac avec têteière	polyester	XS à XXL
S14B	Hamac sans têteière	polyester maillé	XS à XXL
S14BHS	Hamac avec têteière	polyester maillé	XS à XXL
1240007	Hamac sans têteière	parasoie	XS à XXL
1240001	Hamac avec têteière	parasoie	XS à XXL
S14FHS	Hamac avec têteière	coolmax	XS à XXL

HARNAIS CIVIÈRE

- 1 Idéal pour les patients nécessitant un maintien corporel complet
- 2 Civière articulée pour faciliter la prise en charge dans un lit

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
O33B	Civière pliante	polyester et plexiglas radio transparent	M
O33C	Civière pliante	polyester et plexiglas radio transparent	L
415G	Harnais mortuaire	nylon	L



sangle abdominale de maintien



2 longueurs disponibles : 178 mm (taille M) et 204 mm (taille L)



HARNAIS TINKHAM

Pour les personnes présentant des risques de spasmes et convulsions : sécurité et accompagnement des mouvements.

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
TINKSFP	Tinkham souple	coolmax	XS à XL



1

Sans têteière


1

Avec têteière

HARNAIS CONTINENTAL

1 Dos rigide, excellent maintien - Polyester rigide et ferme

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
R500	Harnais sans têteière	polyester	M
R400P	Harnais avec têteière	polyester	S à XL
R400MM	Harnais avec têteière	polyester maillé	M



À boucle

À clip

HARNAIS AMPUTÉ

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
O25EL	Harnais amputé à boucle	polyester	XS à XL
O78A	Harnais amputé à clip	polyester	XS à XL
O79A	Harnais amputé jambe droite	polyester	XS à XL
O80	harnais amputé jambe gauche	polyester	XS à XL



Harnais de flottaison

HARNAIS PISCINE

Conçu pour la rééducation en bassin



1 Fabrication prévue pour le nettoyage et séchage rapide

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
SFLOAT	Harnais de flottaison	polyester maillé	XS à L



HARNAIS DE RETOURNEMENT

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
600C	latéralisation/retournement	polyester	unique



HARNAIS DE REPOSITIONNEMENT

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
600A	repositionnement	polyester	unique
600B	repositionnement	polyester maillé	unique
600D	repositionnement	coolmax	unique




HARNAIS PATIENT UNIQUE

Lot de 10 harnais universel avec support tête à usage unique.

Réf.	Taille	Quantité	Quantité minimale par livraison
51000	S	10	100, soit 10 lots
51001	M	10	500, soit 50 lots
51002	L	10	500, soit 50 lots
51003	XL	10	100, soit 10 lots

HARNAIS SPÉCIALISÉS



HARNAIS REPOSE MEMBRE

Réf.	Modèles	Matières	Tailles
201	Repose jambes	polyester	unique
202	Support fesses	polyester	unique



DRAP DE GLISSE

Réf.	Modèles	Matières	Dimensions (cm)
511060	drap de glisse	nylon	90 x 200
511061	drap de glisse	nylon	140 x 200
511062	drap de glisse	nylon	70 x 68

GUIDE DES MATIÈRES

Nos deux gammes **classic** et **basic** sont différenciées par le molletonnage des harnais.
Basic : sans molletonnage, Classic : avec molletonnage.



POLYESTER

- Matériau standard pour les harnais à usage fréquent



Température de lavage



POLYESTER MAILLÉ

- Matériau perméable
- Utilisation idéale pour le bain et la douche



Température de lavage



COOLMAX FRESH FX

- Matière respirante
- Réduction de la sudation
- Empêche de glisser
- Epouse les formes

Matière in situ*



Température de lavage



PARASOIE

- Matière respirante
- Idéale pour les personnes qui restent positionnées dans le harnais pour une longue durée

Matière in situ*



Température de lavage

* matière in situ : reste en place sous le résident


GUIDE DES TAILLES

Parce qu'un transfert de qualité dépend également du choix de la bonne taille de harnais,

nous vous proposons une gamme allant de la taille XS à XXL.

Pour vous aider dans le choix de votre harnais, référez-vous à notre guide des tailles :


Harnais : Fastfit, Deluxe avec tête



	XS	S	M	L	XL	XXL
A	76 - 86	86 - 96	96 - 108	108 - 130	130 - 144	144 - 160
B	60 - 66	66 - 74	74 - 80	80 - 88	88 - 100	96 - 104

Unité : cm


Harnais : Fastfit, Deluxe, Hi-Easy et Tinkham



	XS	S	M	L	XL	XXL
A	76 - 86	86 - 96	96 - 108	108 - 130	130 - 144	144 - 160
B	44 - 50	50 - 57	57 - 64	64 - 69	69 - 74	69 - 74

Unité : cm

Harnais d'Hygiène et Harnais de marche



	XS	S	M	L	XL	XXL
A	77 - 87	87 - 107	97 - 117	112 - 132	125 - 145	138 - 158
B	22 cm ou plus	25cm ou plus	27cm ou plus	28cm ou plus	30cm ou plus	34cm ou plus

Unité : cm



FORMATION

Transfert de notre savoir-faire pour
la bonne utilisation des matériels SCEMED



CONSEILS PERSONNALISÉS

Notre bureau d'études interne vous
accompagne également dans vos projets
d'aménagement sur mesure.



CONTRAT DE MAINTENANCE


Pour plus de sérénité et de tranquillité,
des offres adaptées et personnalisées
selon vos besoins.



SCEMED

LA RÉFÉRENCE
DU BIEN-ÊTRE MÉDICAL

SCEMED - Parc Eurasanté - Lille Métropole
310 rue Jules Vallès - 59120 LOOS
Tél. : 03 20 28 04 28 - Fax. : 03 20 28 04 00
Email. : contact@scemed.com



scemed.com