



## ALCOCK REST : Libération du fondement



La position assise accentue la compression sur le nerf pudendal (appelé aussi nerf honteux) rendant des événements de la vie quotidienne tel que déjeuner, conduire... pénibles et mettant la personne en position de handicap. (Syndrome d'Alcock).

La situation de ce nerf pudendal (canal d'Alcock) et des régions qu'il dessert rend difficile la prévention que l'on peut apporter. Nous avons donc créé dans notre gamme "ergo" une assise de décharge pudendale créant une corolle de fluide venant se positionner sous les muscles fessiers et les muscles de la face interne de la cuisse, créant ainsi une décharge totale du sacrum au périnée.

De plus ces "pads " de fluide sont amovibles, permettant d'effectuer une décharge supplémentaire à des points précis.

Le coussin pour névralgie pudendale permet un soulagement lors de son utilisation à la maison, en voiture, ou au cinéma....

Pour une bonne utilisation les pieds doivent poser à plat sur le sol lors de la station assise.

### Composition

<b>Insert(s)</b>	Mousse HR (40kg/m <sup>3</sup> ) + Fluide HV			
<b>Housse</b>	Tissu 3D sur face externe / antidérapant sur face interne			
<b>Référence</b>	<b>2037</b>	<b>2064</b>	<b>2065</b>	<b>2072</b>
<b>Dimension</b>	L45Xl40cm	L45Xl36cm	L45X45cm	L40Xl36cm
<b>Poids maxi d'utilisation</b>	110kg			
<b>Inclinaison</b>	3.5cm à l'arrière / 1cm à l'avant			
<b>Entretien</b>	Déhoussable - Housse lavable en machine (30°C)			