

ICEROSS SEAL-IN[®] X TF

Le manchon adaptable

Les manchons Iceross Seal-In TF sont une réponse fiable et sûre pour les amputés fémoraux utilisant un mode de suspension par dépression et recherchant une solution confortable (avec expulsion d'air). Cependant, certains utilisateurs présentent des formes de moignons irrégulières ou d'autres anomalies, qui sont incompatibles avec une collerette à emplacement fixe.

C'est pourquoi le Seal-In X TF a été conçu. Sa collerette mobile peut être positionnée à la hauteur idéale pour optimiser le confort et la suspension de chaque utilisateur. Le Seal-In X TF permet un ajustement personnalisé pour répondre aux différents besoins et contraintes spécifiques de chacun.



ICEROSS SEAL-IN® X TF

Informations utilisateur	
Niveau d'amputation :	Transfémoral
Niveau d'activité :	Tous niveaux
Informations produit	
Tailles Standard :	25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55
Tailles Conique :	23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40
Tailles Colletterte :	26, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 51, 55, 60, 65, 70
Profil :	Conique et Standard



SEAL-IN
COLLERETTE MOBILE



FORME CONIQUE



SOIN ACTIF DE LA PEAU



REVÊTEMENT EN TISSU



SURFACE INTERNE
SOYEUSE

L'Iceross Seal-In X TF se compose d'un manchon et d'une colletterte à commander ensemble. Ils ne peuvent être commandés séparément.

MANCHON ICEROSS SEAL-IN X TF

Référence	Profil
I-8532XX	Standard
I-8632XX	Conique
Référence	Désignation
I-SXF0XX	Colletterte Iceross Seal-In X TF

	Taille de manchon : Standard ■ Conique ●													
Circonférence de la colletterte	23	25	26	28	30	32	34	36	38	40	45	50	55	
26	●	● ■												
28	●	● ■	● ■	● ■										
30	●	●	● ■	● ■	● ■									
32	●	●	●	● ■	● ■	● ■								
35	●	●	●	●	●	● ■	● ■							
38	●	●	●	●	●	●	● ■	● ■	● ■					
41	●	●	●	●	●	●	●	● ■	● ■	● ■				
44			●	●	●	●	●	●	● ■	● ■				
47				●	●	●	●	●	●	● ■	■			
51					●	●	●	●	●	●	■	■		
55						●	●	●	●	●		■	■	
60							●	●	●	●			■	
65								●	●	●				
70									●	●				

EXTRÉMITÉ DISTALE PLUS FINE ET FLEXIBILITÉ DU REVÊTEMENT

Conçu pour correspondre au mieux à la forme du moignon, éviter la formation de poches d'air durant le chaussage du manchon (à l'enfilage) et améliorer la proprioception.



PERFORMANCE OPTIMALE

Un revêtement textile résistant pour stabiliser les tissus mous et une extrémité distale redessinée pour un ajustement parfait et une proprioception améliorée.



FLEXIBILITÉ OPTIMALE

Choisissez la circonférence de colletterte qui correspond le mieux à la morphologie de l'utilisateur et positionnez-la à la hauteur idéale pour garantir une suspension optimale.