

La plupart des amputés rencontrent des fluctuations régulières du volume de leur moignon. Ces changements peuvent affecter la façon dont leur manchon s'adapte et donc le fonctionnement de leur prothèse.

Désormais, il existe une solution : un nouveau manchon en silicone conçu par Össur qui gère les changements de volume, tout en offrant une liberté et un niveau de sécurité sans précédent. Produit phare de la célèbre gamme Iceross, le nouveau manchon Seal-In V dispose d'une suspension fiable et ultra confortable.

Les nouvelles collerettes adaptatives intégrées offrent le même niveau de sécurité qu'un manchon à verrouillage (mais sans le verrou), ainsi que le niveau de confort et la simplicité d'un manchon Cushion « sans gaine ». Fort de son design unique, ce manchon à succion est le premier capable de maintenir un vide efficace en cas de changement de volume du moignon.

En plus de la technologie brevetée Wave, qui permet au genou de se plier librement, ce manchon présente un joint hermétique qui peut être libéré par un simple bouton, ce qui permet de l'installer et de le retirer facilement de l'emboîture. Autant de petits détails intelligents qui permettent aux patients de gagner encore en liberté.

ICEROSS SEAL-IN® V **LIBERTÉ ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN**

ICEROSS SEAL-IN® V

LIBERTÉ ET SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

L'Iceross Seal-In V intègre la toute dernière membrane Seal-In pour vous donner la meilleure technologie de manchon disponible à ce jour. S'appuyant sur le profil Iceross Cushion, l'Iceross Seal-In V possède une extrémité distale souple pour une meilleure adaptation et un plus grand confort.

Össur recommande l'Iceross Seal-In V quelques mois après l'amputation, quand le moignon est stabilisé en volume et en forme. Auparavant, nous recommandons d'utiliser l'Iceross Dermo Cushion et l'Iceross Sleeve.

INFORMATIONS UTILISATEUR	
Niveau d'amputation	Transtibial
Niveau d'activité	Tous types

METHODE DE SUSPENSION ET CARACTERISTIQUES
<p>SEAL-IN V REVETEMENT SURFACE INTERNE SOYEUSE SOIN ACTIF DE LA PEAU WAVE</p>


INFORMATIONS MANCHON	
Tailles	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36
Profil	3mm
TAILLE DU MANCHON	LONGUEUR MINIMALE RECOMMANDEE DU MOIGNON
18	10cm
20-25	11cm
26.5-30	12cm
32-36	13cm

Longueur minimale du moignon

REFERENCE	PROFIL	SUSPENSION
I-4713XX	Wave 3mm	Seal-In V

SELECTION DES SOLUTIONS TRANSTIBIALES

MANCHONS SEAL-IN



Iceross Seal-In® V

Iceross Seal-In® X5

Iceross Dermo Seal-In®

MANCHONS CUSHION



Iceross® Activa avec Tibiaguard

Iceross® Synergy Cushion

Iceross® Dermo Cushion

Iceross® Comfort Cushion

MANCHONS LOCKING



Iceross Synergy® Locking

Iceross Dermo® Locking

Iceross® Comfort Locking

Iceross® Original Locking

Iceross® Sport

Iceross® Junior

ADRESSE Össur Europe BV
Ekkersrijt 4106-4114
PO Box 120
5690 AC Son en Breugel
Pays-Bas

TEL 0031 499 462 840
00800 35 39 36 68 (NUMERO VERT)
0031 499 462 841
00800 35 39 32 99

E-MAIL orders.france@ossur.com
WEB www.ossur.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR



Life Without Limitations®