

ICEROSS TRANSFÉMORAL SEAL-IN®



Le manchon Iceross Seal-In pour les utilisateurs fémoraux se base sur la technologie brevetée d'Össur et incorpore une collerette qui se conforme au moignon et s'adapte à l'emboîture créant une étanchéité parfaite.

Ce manchon offre un confort accru et un entretien simplifié pour vos amputés fémoraux adeptes de la suspension par succion.

Nous recommandons d'utiliser le manchon Iceross Seal-In X5 avec la valve d'expulsion Icelock® 500.

INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transfémoral

Niveau d'activité : Tous



INFORMATION MANCHON

Tailles Standard : 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55

Tailles Coniques : 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Profil : 3mm

Matrice : Longueur intégrale



MÉTHODE DE SUSPENSION



SEAL-IN

DISPOSITIFS



MATRICE



RECOUVRE-
MENT



SOIN ACTIF DE
LA PEAU



CONICAL



SURFACE INTERNE
SOYEUSE

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS TRANSFEMORAL SEAL-IN

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-7532XX	Standard 3mm	Seal-In	Longueur intégrale
I-7632XX	Conique 3mm	Seal-In	Longueur intégrale