

ICEROSS® TRANSFÉMORAL LOCKING



Le manchon Iceross Transfémoral Locking avec la matrice de stabilisation sur la longueur totale du manchon minimise le pistonnement, la rotation de l'emboîture et procure un contrôle augmenté du moignon. Une association de silicone, d' Aloe Vera et d'hydratants naturels offre protection de la peau et confort. Parfait pour les utilisateurs d'activité modérée à active à la préhension réduite.

Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600 ou Icelock 200.

INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transfémoral

Niveau d'activité : Tous



INFORMATION MANCHON

Tailles Standard : 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60

Tailles Coniques : 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38

Profil ; 2mm (Standard) et 3mm (Conique)

Matrice ; Longueur intégrale



MÉTHODE DE SUSPENSION

DISPOSITIFS



LOCKING (AVEC ATTACHE DISTALE)



MATRICE



RECOUVREMENT



SOIN ACTIF DE LA PEAU



CONICAL



SURFACE INTERNE SOYEUSE

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS TRANSFÉMORAL

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-7032XX	Standard 2mm	Locking (avec attache distale)	Longueur intégrale
I-7132XX	Conique 3mm	Locking (avec attache distale)	Longueur intégrale