

ICEROSS COMFORT® LOCKING



Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600. Aussi disponible avec la technologie Wave pour une flexion plus facile du genou.

INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transtibial



Niveau d'activité : Faible/Modéré à normal

INFORMATION MANCHON

Tailles : 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45

Profil : 3mm et 6mm

Matrice : 10cm ou matrice sur mesure (2-14cm)



MÉTHODE DE SUSPENSION

DISPOSITIFS



LOCKING (AVEC ATTACHE DISTALE)



MATRICE



RECOUVREMENT



SURFACE INTERNE SOYEUSE



WAVE

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS COMFORT

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-5303XX	3mm Wave Silken	Locking (avec attache distale)	10cm
I-5406XX	3mm	Locking (avec attache distale)	10cm
I-5506XX	3mm	Locking (avec attache distale)	Sur mesure 2-14cm*
I-5006XX	6mm	Locking (avec attache distale)	10cm
I-5106XX	6mm	Locking (avec attache distale)	Sur mesure 2-14cm*

*Pour les matrices sur mesure, merci de spécifier la longueur désirée sur votre commande. Les produits sur mesure et les commandes spéciales ne seront pas échangeables. Veuillez prendre note que la longueur de matrice peut varier de +/- 1,5cm