



# ICEROSS® SYNERGY™ LOCKING



Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600. Aussi disponible avec la technologie Wave pour une flexion plus facile du genou.

INFORMATION UTILISATEUR	
Niveau d'amputation :	Transtibial
Niveau d'activité :	Faible/Modéré (uniquement pour les utilisateurs dont les moignons manquent de stabilité) Normal Élevé
INFORMATION MANCHON	
Tailles :	16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 45
Profil :	3mm
Matrice :	10cm ou matrice sur mesure (2-14cm)



## MÉTHODE DE SUSPENSION



LOCKING (AVEC ATTACHE DISTALE)

## DISPOSITIFS



MATRICE



RECOUVREMENT



SOIN ACTIF DE LA PEAU



DUROMÈTRE DOUBLE



WAVE



MENTHOL



SURFACE INTERNE SOYEUSE

## DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS SYNERGY LOCKING

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-6303XX	3mm Wave	Locking (avec attache distale)	10cm
I-6206XX	3mm Wave	Locking (avec attache distale)	Sur mesure 2-14cm*
I-6003XX	3mm	Locking (avec attache distale)	10cm
I-6203XX	3mm	Locking (avec attache distale)	Sur mesure 2-14cm*

\*Pour les matrices sur mesure, merci de spécifier la longueur désirée sur votre commande. Les produits sur mesure et les commandes spéciales ne seront pas échangeables. Veuillez prendre note que la longueur de matrice peut varier de +/- 1,5cm