ICEROSS® ORIGINAL LOCKING









Le premier pas vers une meilleure mobilité. Un produit simple qui offre une stabilité et une suspension simples. Nous recommandons d'utiliser les manchons Iceross à attache distale avec la gamme de verrous Icelock® 600.

INFORMATION UTILISATEUR		
Niveau d'amputation :	Transtibial	
Niveau d'activité :	Tous	
INFORMATION MANCHON		
Tailles :	12, 14, 16, 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	
Profil :	2mm	
Matrice :	10cm ou matrice sur mesure (2-14cm)	









MÉTHODE DE SUSPENSION

DISPOSITIFS







MATRICE RECOUVRE-MENT

DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS ORIGINAL

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-0124XX	2mm	Locking (avec attache distale - avec recouvrement)	10cm
I-2024XX	2mm	Locking (avec attache distale - avec recouvrement)	Sur mesure 2-14cm*
I-0104XX	2mm	Locking (avec attache distale - sans recouvrement)	10cm
I-2004XX	2mm	Locking (avec attache distale - sans recouvrement	Sur mesure 2-14cm*

^{*}Pour les matrices sur mesure, merci de spécifier la longueur désirée sur votre commande. Les produits sur mesure et les commandes spéciales ne seront pas échangeables. Veuillez prendre note que la longueur de matrice peut varier de +/- 1,5cm

ÖSSUR.

Life Without Limitations