


# ICEROSS® ACTIVA AVEC TIBIAGUARD™



Nous recommandons d'utiliser le manchon Iceross Activa avec TibiaGuard avec la valve d'expulsion Icelock 500. Ce manchon dispose de la technologie Wave pour une flexion plus facile du genou.

INFORMATION UTILISATEUR	
Niveau d'amputation :	Transtibial
Niveau d'activité :	Normal à Élevé
INFORMATION MANCHON	
Tailles :	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34
Profil :	2mm postérieur, 6mm antérieur



## MÉTHODE DE SUSPENSION



CUSHION (SANS ATTACHE DISTALE)

## DISPOSITIFS



RECOUVREMENT



SOIN ACTIF DE LA PEAU



WAVE



DUROMÈTRE DOUBLE



SURFACE INTERNE SOYEUSE



TIBIAGUARD

## DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS ACTIVA AVEC TIBIAGUARD

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION
I-CT62XX	2mm / 6mm	Cushion