

## PROPRIO FOOT<sup>®</sup>

---

Parce que le monde n'est  
pas plat



# PROPRIO FOOT®



Doté d'une cheville motorisée, le PROPRIO FOOT reproduit la flexion naturelle de la cheville du pied humain. Les utilisateurs peuvent ainsi se déplacer de manière naturelle sur de nombreux terrains, sans craindre de trébucher et de tomber.

« Je marche de manière fluide et naturelle, ce qui est très agréable et me permet d'avoir pleinement confiance en moi »

— Hector Estrada, 44 ans

SÛR	ADAPTATIF	NATUREL
<ul style="list-style-type: none"><li>• Dégagement de la pointe du pied amélioré, réduisant les risques de trébuchement et de chute</li><li>• Sécurité et qualité de la démarche améliorées</li><li>• Réduction des contraintes sur les genoux, les hanches et le dos</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Adaptation intelligente au terrain pour marcher en toute sécurité</li><li>• Stabilité, efficacité et confort sans précédent dans les pentes et les escaliers</li><li>• Adaptabilité au sol optimale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Démarche fluide, même sur les plans inclinés</li><li>• Conserve la symétrie et l'alignement en cas de changement de chaussures</li><li>• Mode sortie de chaise et mode relax permettant à l'utilisateur de s'asseoir et de se lever de façon plus naturelle</li></ul>

« PROPRIO FOOT permet à mes patients de franchir les obstacles en toute sécurité et de mieux négocier les terrains accidentés. Et avec le confort et la sécurité que procure de la suspension à succion sans gaine Unity, la confiance de l'utilisateur s'en trouve fortement renforcée. »



Trevor Townsend,  
prothésiste-orthésiste

## LES DONNÉES

95% des utilisateurs constatent un meilleur dégagement de la pointe du pied<sup>1</sup>

70% de réduction de chutes potentielles<sup>1</sup>

95% des utilisateurs ressentent moins de pression dans l'emboîture, sur terrain accidenté<sup>2</sup>

17% d'énergie dépensée en moins lors d'une marche sur terrain plat<sup>3</sup>

1 Angela Bauer, CO, LO, Noah Rosenblatt, PhD, Active Dorsiflexing Prosthesis May Reduce Trip-Related Fall Risk, Abstract, O&P World Congress, 18-21 septembre 2013, Orlando, Floride, États-Unis.

2 Wolf SI, Alimusaj M, Fradet L, Siegel J, Braatz F. Pressure characteristics at the stump/socket interface in transtibial amputees using an adaptive prosthetic foot. *Clinical Biomechanics*, 24 (2009), p. 860–86.

3 Delussu et al. Assessment of the effects of carbon fiber and bionic foot during overground and treadmill walking in transtibial amputees. *Gait & Posture*, 38 (2013), p. 876–882.

# PROPRIO FOOT

- Flexion motorisée de la cheville en phase pendulaire :
  - Meilleur dégagement au sol
  - Adaptation optimale au sol
- Adaptation intelligente au terrain
- Position fixe de la cheville en phase d'appui :
  - Améliore le stockage et la restitution de l'énergie
  - Assure une bonne stabilité à chaque pas



RENDEZ-VOUS SUR [WWW.OSSUR.FR/PROPRIOFOOT](http://WWW.OSSUR.FR/PROPRIOFOOT) POUR PLUS D'INFORMATIONS

Disponible avec  
**LE SYSTÈME DE  
SUSPENSION À SUCCION  
SANS GAINÉ UNITY®**

- Système sans gaine garantissant une liberté totale de mouvement
- Élimine le risque de perte de succion due à des perforations de la gaine
- Maintenance facile sur place
- Pas de hauteur de construction additionnelle afin de permettre l'appareillage d'un plus grand nombre d'utilisateurs
- Stabilisation efficace du volume au bon endroit
- Le système Unity pèse seulement 142 g
- Disponible pour les pointures 25 à 30

#### INFORMATIONS UTILISATEUR

- Amputés transtibiaux
- Niveaux d'activité faible à modéré
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg

#### INFORMATIONS PRODUIT

- Hauteur de construction : 169 mm pour une pointure 27, revêtement de pied compris
- Hauteur de talon : de 0 à 50 mm
- Autonomie de la batterie : jusqu'à 48 heures

#### PROPRIO FOOT® GARANTIE/ENTRETIEN

- PROPRIO FOOT est garanti 5 ans
- Révisions obligatoires à 20 et 40 mois incluses



WWW.OSSUR.FR

Össur Europe BV  
Ekkersrijt 4106-4114  
PO Box 120  
5690 AC Son & Breugel  
Pays-Bas

TÉL. +800 3539 3668 (NUMÉRO VERT)  
+31 (0) 499 462 840  
FAX +800 3539 3299  
+31 (0) 499 462 841  
orders.france@ossur.com

 **ÖSSUR**  
LIFE WITHOUT LIMITATIONS