

FLEX-RUN™ WITH NIKE® SOLE



Le Flex-Run avec semelle Nike apporte des performances et une efficacité inégalées pour les amputés et les prothésistes.

Össur et Nike se sont associés pour concevoir le pied de course idéal profitant de la synergie entre l'expertise inégalée d'Össur dans les prothèses et les technologies de semelles Nike de renommée mondiale.

Ce Flex-Run amélioré présente une lame carbone plus longue et un retour d'énergie efficace.

La semelle Nike apporte une solution optimale pour aider à améliorer les performances du coureur tout en améliorant l'efficacité et les résultats pour le prothésiste.

Le Flex-Run avec la semelle Nike convient pour les utilisateurs transfémoraux et transtibiaux participants à des activités à impact élevé, telles que le jogging la randonnée, la course de fond et les triathlons. Il est disponible en modèles Standard et Junior (LP).



INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation:	Transtibial et transfémoral
Niveau d'activité:	Elevé, Sport
Limite de poids:	130kg

INFORMATION PRODUIT

Catégories:	1-9
Pointure:	Une taille par catégorie
Poids du pied: (Cat. 5):	400g/694g avec semelle et pyramide mâle
Hauteur:	258mm/274mm avec semelle NIKE
Options adaptateurs:	Pyramide mâle ou femelle



RÉPONSE
PROPORTIONNELLE




PROGRESSION
TIBIALE ACTIVE

GUIDE DE SÉLECTION DE CATÉGORIE

POIDS (KG)	37-44	45-52	53-59	60-68	69-77	78-88	89-100	101-116	117-130
Niveau d'activité Elevé, Sport	1	2	3	4	5	6	7	8	9

FLEX-RUN™ WITH NIKE® SOLE

ENCOMBREMENT



KITS

FLEX-RUN KIT

RÉFÉRENCE



Pour LP Flex-Run, voir Flex-Run Junior

Comprend:

- Module de pied
- Platine de liaison (peut être montée sur le module de pied sur demande)
- Semelle Nike
- Pochette pour la semelle

KIT SEMELLE NIKE

RÉFÉRENCE	TAILLES	CAT.
CM150163	Une taille unique	1-9

Comprend:



- Semelle Nike
- Médaillon
- Loctite
- Pochette pour semelle Nike

FLEX-RUN™ WITH NIKE® SOLE

COMPOSANTS

ADAPTATEURS

IMAGE	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POIDS	VIS	CAT.
1.	FWX00030	Adaptateur pyramide mâle	75g	M10 x 40mm	1-6
2.	CM150161	Adaptateur pyramide femelle	100g	M10 x 35mm	1-6
2.	CM150162	Adaptateur pyramide femelle	186g	M12 x 50mm	7-9



VIS DE RECHANGE

RÉFÉRENCE	VIS	CAT.
CM130221	M10 x 40	1-6

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CAT.
FWX40001	Platine de liaison	1-6
FWX40002	Platine de liaison	7-9

