



Le pied Vari-Flex XC Rotate a été spécialement conçu pour les personnes actives qui veulent pouvoir se livrer à une large gamme d'activités et même pratiquer différents sports, tout en conservant le même pied prothétique au quotidien.

En absorbant les chocs verticaux et ceux de rotation, le Vari-Flex XC Rotate réduit les charges importantes appliquées sur le membre résiduel lors de la pratique du sport ou d'autres activités à fort impact. Cependant, il est si confortable qu'il peut aussi être porté au quotidien. Le Vari-Flex XC Rotate est conçu pour des niveaux d'activité normal à élevé.

VARI-FLEX® XC ROTATE™

La nouvelle solution pour un passage de pied fluide et une excellente dynamique, alliant absorption des chocs et capacité de rotation

VARI-FLEX® XC ROTATE™

La nouvelle solution pour un passage de pied fluide et une excellente dynamique, alliant absorption des chocs et capacité de rotation

INFORMATIONS UTILISATEUR

Niveau d'amputation	Transfémoral et transtibial
Niveau d'activité	Normal à élevé
Limite de poids	147 kg



INFORMATIONS PRODUIT

Catégories	1 - 8
Pointures	22 - 30
Poids du pied (Pointure 27, Cat. 5)	972g avec pyramide et kit revêtement de pied
Hauteur (pointure 27)	214mm
Adaptateur	Pyramide mâle
Garantie	36 mois

KITS

XRPExyz*	Vari-Flex XC Rotate avec pyramide mâle
FCE0yyz**,**	Kit revêtement de pied

*x : catégorie (-) yy : pointure (-) z : côté L/R (droit/gauche)
 **Ajouter "BR" en fin de référence pour un revêtement de pied brun

CARACTERISTIQUES FLEX-FOOT



FLEX-FOOT® LE BON CHOIX POUR TOUS LES NIVEAUX D'ACTIVITÉ

NIVEAU D'ACTIVITÉ	ÉLEVÉ		Re-Flex Rotate™ avec EVO™ Restitution d'énergie élevée, absorption des chocs et réduction des forces de rotation intégrées pour utilisateurs très actifs		Re-Flex Shock™ avec EVO™ Restitution d'énergie élevée et absorption des chocs exceptionnelle, la solution idéale pour les utilisateurs actifs et sportifs	
	NORMAL		Vari-Flex® avec EVO™ Restitution d'énergie élevée et caractéristiques de démarche supérieures pour utilisateurs actifs à très actifs		Vari-Flex® XC Rotate™ Passage de pied fluide, excellente dynamique, absorption des chocs et capacité de rotation pour utilisateurs normalement à très actifs	
	FAIBLE		Flex-Foot® Balance Conformité multiaxiale pour utilisateurs peu actifs et nouveaux amputés		Sure-Flex® Restitution d'énergie modérée pour utilisateurs moins actifs	

ADRESSE Össur Europe BV
 Ekkersrijt 4106-4114
 PO Box 120
 5690 AC Son en Breugel
 Pays-Bas

TEL +31 499 462 840
 00800 35 39 36 68 (NUMERO VERT)
 +31 499 462 841
 00800 35 39 32 99
 FAX

E-MAIL orders.france@ossur.com
 WEB www.ossur.fr

RETROUVEZ-NOUS SUR



Life Without Limitations®