

Titre du produit : Marchepied et poignée de bain Hydrus Epoxy

Aucune
image
disponible

Résumé

- **Main courante de sortie de baignoire combinée avec un marchepied très pratique et très sécurisant pour faciliter l'entrée et la sortie du bain.**
- Position du marchepied au choix à droite ou à gauche.
- Se fixe au sol et au mur de la baignoire.
- De très bonne qualité, fabriquée en Union Européenne.
- Couleur tubes et marche pied : blanc.
Existe aussi en acier inoxydable.
- Poids max supporté: 250 kg.



Liste des prix

Largeur : Baignoire de 70 cm	299,00 €
Largeur : Baignoire de 75 cm	299,00 €
Largeur : Baignoire de 80 cm	299,00 €

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen
Fabriqué en Europe : Oui
Longueur : 50 cm
Couleur : Blanc
Largeur : 50 cm
Hauteur : 110 cm
Poids max. supporté : 250 kg
Matière : Acier
Garantie : 2 ans
PROFIL : Coudée
A FIXER : Oui
AMOVIBLE : Non
VENTOUSES : Non
TELESCOPIQUE : Non
AVEC MARCHE PIED : Oui
Catégorie par défaut Orkyn : Orkyn - Marche-pied baignoire
Transporteur volumineux : Oui
Fabriqué en : Slovénie
Catégories GAds : BW Marche pied baignoire

Description

Caractéristiques techniques du marchepied et poignée de bain Hydrus Epoxy blanc :

Main courante de sortie de baignoire avec marchepied à droite ou à gauche selon votre choix car il est réversible.

Matière en acier Epoxy blanc avec traitement anti corrosion (pour éviter la rouille due à l'exposition sous l'eau). Existe aussi en modèle [acier inoxydable](#).

Marche pieds avec revêtement antidérapant en PVC noir.

Disponible en 3 versions différentes pour les baignoires d'une largeur de :

- 70 cm
- 75 cm
- 80 cm

DIMENSIONS :

- Du marche pieds : 50 (longueur) x 28,6 (largeur) x 18 (hauteur) cm.
- De la main courante : 110 cm (hauteur totale du sol au sommet de la barre).

Poids maximum supporté: 250 kg.

FIXATION :

- Au mur: ce produit peut s'installer sur des parois pleines (type briques) ou creuses (type placo-plâtre).*
- Au sol: convient sur les sols durs ou en bois massif.

GARANTIE :

1 an

***Remarque : Avant de poser la barre Hydrus, vérifiez la solidité de votre mur. N'hésitez pas à nous demander conseil.**

[Voir tous les marchepieds pour baignoire.](#)

[Voir toutes les poignées de bain.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me redresser.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à compenser mon instabilité et mes tremblements.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me relever.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me tenir.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à enjamber.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me sentir en sécurité.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.](#)