



FAUTEUIL ROULANT PLIABLE

## LEGER ET **PLIABLE**

Le Nouvel **i-Go** de PRIDE doté d'un châssis pliant lui permet d'être transporté facilement. L'i-Go dispose de suspensions à l'avant et d'un rangement sous assise très pratique d'accès. Conçu pour un usage en intérieur, l'i-Go est parfait pour les petits espaces et les personnes actives grâce à son poids plume de 19,8 kg.



Ultra compact



Idéal pour voyager

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France

[www.pridemobility.fr](http://www.pridemobility.fr)



# SPECIFICITES

## FAUTEUIL ROULANT ÉLECTRIQUE I-GO

Poids maxi utilisateur :	120 kg
Vitesse maxi <sup>1</sup> :	4,5 km/h
Dimensions hors tout <sup>2</sup> :	90 cm x 59 cm x 88 cm
Hauteur d'assise :	50 cm
Largeur d'assise :	47 cm
Hauteur d'accoudoir :	69 cm
Hauteur d'accoudoir :	86 cm
Dimensions plié <sup>2</sup> :	58 cm x 31 cm x 75,5 cm
Poids d'une batterie <sup>3</sup> :	1,35 kg
Poids total sans batterie :	19,8 kg
Rayon de giration <sup>2</sup> :	90 cm
Autonomie théorique :	10 km Par batterie
Moteur :	(2) 24 volt, 200W
Batteries :	(2) 24 volt, 6.6AH (Lithium-ion)
Manipulateur :	PG VR2
Chargeur :	2A
Roues avant :	14,5 cm (Bandage)
Roues arrières :	21,6 cm (Pneumatique)

Couleur :



Argent

<sup>1</sup> L'autonomie et la vitesse varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la charge et la condition des batteries ainsi que la pression des pneus. Ces informations peuvent varier de (+10%, -5%).

<sup>2</sup> Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%.

<sup>3</sup> Le poids des batteries peuvent varier selon le fabricant de celles-ci.

**NOTE: Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis.**

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

## FONCTIONNALITÉS

- Pliable facilement en 5 étapes
- Suspensions à l'avant
- Grand compartiment de rangement
- Batteries Lithium-ion
- Manipulateur VR2

### COMMENT LE PLIER :



Débrancher et retirer le joystick



Placer le joystick dans la pochette du dossier et retirer le coussin d'assise



Rabattre le dossier, ensuite relever les accoudoirs



Presser les 2 boutons poussoirs noir en même temps (situés à l'arrière)



Rabattre l'assise vers le bas jusqu'à ce que le fauteuil soit complètement plié



L'i-Go est maintenant prêt à y aller !

**Pride**<sup>®</sup>  
Mobility Products France  
— LIVE YOUR BEST —

26 rue Monseigneur Ancel  
69800 Saint-Priest  
Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45  
www.pridemobility.fr

