



Q6 edge® 2.0

Avec des caractéristiques en standard comme des moteurs nouvelle génération de 10 km/h d'une réactivité exceptionnelle, le Q6 Edge 2.0 a été créé pour répondre aux besoins de performance des utilisateurs les plus actifs. Le Q6 Edge 2.0 offre de nombreuses possibilités d'assise et options électroniques qui permettent d'obtenir un excellent positionnement et un grand confort de conduite. Le nouveau système iLevel est disponible en option et en exclusivité sur ce fauteuil.

Le Q6 Edge® 2.0 dispose en standard de l'électronique évolutive Q-Logic 2.

Son manipulateur intègre le Bluetooth qui permet d'avoir accès à 2 systèmes d'exploitations iOS et Android.

Pride®
Mobility Products France

Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • Fax: 04 28 29 60 45


www.pridemobility.fr
www.quantumrehab.fr

Spécifications

ROUES CENTRALES	14" pneumatiques
ROUES AVANT ET ARRIÈRE	6" bandage
SUSPENSION	ATX avec système de stabilisation Activ-Trac
VITESSE MAXIMUM ¹	10 km/h
VITESSE MAXIMUM AVEC LIFT	5,6 km/h - NOUVEAU - iLevel®
garde au sol	6,9 cm
AUTONOMIE ^{1,3}	Jusqu'à 26 km
MOTEURS NOUVELLE GÉNÉRATION	2 x 350 W / 4 pôles - NOUVEAU -
BATTERIES	55 Amp
CHARGEUR	Externe, 8 Amp
POIDS MAX UTILISATEUR	136 kg
LARGEUR D'ASSISE	de 30 à 60 cm
PROFONDEUR D'ASSISE	de 30 à 60 cm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE SANS LIFT	45 cm
HAUTEUR SOL/PLAQUE D'ASSISE AVEC LIFT	45 cm - NOUVEAU - iLevel
HAUTEUR DE DOSSIER MODULABLE	de 46 à 68 cm
LARGEUR DE DOSSIER AJUSTABLE INDÉPENDAMMENT	de 25 à 60 cm
LONGUEUR HORS TOUT ²	90,2 cm ⁴
LARGEUR HORS TOUT ²	62,2 cm
PASSAGE DE TROTTOIR	9 cm
ELECTRONIQUE	Q-Logic 2

Couleurs

Disponibles en standard pour le châssis et le boîtier de commande Q-Logic 2



FOOTNOTES:

- 1) L'autonomie et la vitesse peuvent varier selon le poids de l'utilisateur, le type de terrain, la charge et l'état des batteries et la pression des pneus. Cette spécification peut varier de +10%, -5%.
- 2) Étant donné, les variantes acceptables et l'amélioration des procédures de fabrication, ces mesures peuvent varier de +/- 3%. Dimensions données sont pour la base motrice uniquement. Les tailles varieront en fonction des assises et des accessoires
- 3) Autonomie théorique calculée en laboratoire et suivant les directives européennes. L'autonomie variera en fonction de nombreux facteurs incluant la condition du fauteuil et de ses batteries, le poids de l'utilisateur, la pression dans les pneus, la température ambiante, les conditions de la route. Ces caractéristiques peuvent varier de +10% a -5%
- 4) Sans repos pieds.

Les informations contenues dans cette brochure sont exactes au moment de sa publication. Nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis. La vitesse et l'autonomie varient selon le poids de l'utilisateur, le terrain, la condition et la charge des batteries ainsi que l'usure des pneus.

Options

- Nouveau système d'élévation iLevel permettant de se lifter à 25 cm en 16 secondes et de rouler à 5,6 km/h lifté - NOUVEAU
- Commande tierce-personne
- Jantes en couleurs - NOUVEAU -
- Dossier biomécanique à compensation inclinable électriquement à 180°
- Relève-jambe électrique central à compensation et réglable en hauteur - NOUVEAU -
- Contrôle d'environnement
- Contrôle de la trajectoire Acc-Trac



Manipulateur évolutif Q-Logic 2



Contrôle d'environnement Infrarouge



Pride Mobility Products France

26 rue Monseigneur Ancel
69800 Saint-Priest

Tel: 04 81 65 94 70 • **Fax:** 04 28 29 60 45

www.pridemobility.fr • www.quantumrehab.fr



FR_Q6EDGE2-1-9-17_FR