

# Accent Minspeak

## 800 – 1000 - 1400

Pour quels types de handicap ?



**Accent Minspeak** est une aide à la communication dédiée au handicap, plus particulièrement aux personnes dépourvues de la parole avec troubles du langage associés, cherchant un appareil pour communiquer, parler, s'exprimer, échanger avec leur entourage et l'extérieur.

**Accent Minspeak** permet l'affichage de grilles de 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 cases personnalisables, et permettant une organisation sur une page, en arborescence (thèmes), ou en utilisant la méthode combinatoire MINSPEAK (une méthode reconnue pour sa richesse de vocabulaire et sa spontanéité en conversation). Des grilles pré établies (Word Strategy 84 cases, MiFaSoLa 45 cases) sont déjà intégrées.

**Accent Minspeak** possède des voix de synthèse intégrées (en plus de pouvoir enregistrer sa voix), donc les messages peuvent être générés à partir d'images, de photos ou de lettres, et diffusés en voix de synthèse Homme ou Femme (réglable).

**La gamme Accent Minspeak** a été conçue pour un usage portable, sur une table, au lit ou au fauteuil roulant. Les dispositifs disposent d'une poignée intégrée pour un maximum de portabilité.

**Accent Minspeak** est accessible par écran tactile réglable avec intégration possible de guides doigts (option), par un défilement visuel et/ou auditif à un ou deux contacteurs adaptés à l'utilisateur, et même via un joystick fauteuil roulant (selon compatibilités) ou une souris/joystick USB. Un accès par commande oculaire est possible sur les modèles 1000 et 1400

**Accent Minspeak** devient un appareil très polyvalent au regard des programmes de communication très simples ou élaborés qu'il est possible de générer, et aussi grâce aux différents moyens d'accès possibles. Ainsi il peut convenir à un usage collectif d'apprentissage avec une sauvegarde des données de chaque utilisateur.

**Accent Minspeak** est un équipement autonome, qui répond aux exigences de la communication alternative : Puissance sonore, robustesse, et accessibilité.

**Accent Minspeak** est donc particulièrement destiné aux personnes :

- IMC
- Aphasiques
- TSA

# Caractéristiques fonctionnelles

## Accessibilité

- Sélection directe sur l'écran tactile capacitif (réglage des temps d'appuis et temps entre deux appuis possibles pour ne pas prendre en compte les tremblements par exemple),
- Possibilité d'intégrer un guide doigts (en option).
- Défilement par un ou deux contacteurs (contacteur en option -possibilité d'utiliser des contacteurs à technologie sans fil Bluetooth)
- Défilement avec retour auditif possible (contacteur en option)
- Joystick fauteuil roulant (selon compatibilités)
- Connectivité USB pour utiliser un pointeur de tête, une souris, ou un système émulateur de souris
- Commande oculaire Nu Eye(sur accent 1000/1400), pour naviguer par le regard, avec sélection automatique /clignement /contacteur.

## Actions

- Aides à la communication par images ou photos, transcrit en voix enregistrée ou voix de synthèse
- Aides à la communication textuelle, transcrit en voix de synthèse Homme ou Femmes (réglable)
- Média player intégré pour lire les fichiers MP3, WMA, et WAV en stéréo
- Possibilité de créer des scènes visuelles (photos étendues), avec des fonctions (voix, lien vers une page) « cachées » derrière l'image. Par exemple prendre une photo de famille, et lorsqu'on appuie sur « la maman », l'appareil dit « Ma maman s'appelle... ».
- Possibilité d'accéder à l'environnement Windows, d'accéder à internet et email.
- Connexion Bluetooth pour accès téléphonie, SMS, contacteurs, haut-parleur externe, ...
- Contrôle d'environnement InfraRouge pour piloter une TV, une lumière, la domotique...

## Design et ergonomie

- Portable (particulièrement pour accent 800)
- Grande puissance sonore
- Adaptation possible sur supports pour fauteuils roulant et lit.
- Autonome et résistant au choc
- Prêt à communiquer
- Ecran capacitif
- Port USB pour accès souris, sauvegarde et transfert simples et rapides de vos données.

## Personnalisation

- Formats de grilles : 4, 8, 15, 45, 60, 84, 144 touches ou Format libre
- 6 zones pour enregistrer 6 profils d'utilisateurs dans un même appareil
- Possibilité de créer des scènes visuelles pour l'apprentissage du langage
- Accéder à plus de 4500 symboles Minspeak pour personnaliser votre vocabulaire et 10000 symboles Clarity
- Accéder à plus de 8500 symboles PCS (option)
- Possibilité d'importer des symboles et des images personnelles pour personnaliser l'appareil et créer des scènes visuelles
- **Facilité de création d'activités et de pages pour libérer le vocabulaire avec le constructeur de lexique.**

## Efficacité pédagogique

- Logiciel Nu Voice inclus (téléchargeable gratuitement sur site internet : permet d'émuler le logiciel présent dans Accent sur votre ordinateur afin de pouvoir programmer sans l'appareil
- Grilles Minspeak intégrées : MiFaSoLa 45 cases – WordStrategy 84 cases.

## Données techniques

	Accent Minspeak 800	Accent Minspeak 1000	Accent Minspeak 1400
<b>Taille (cm)</b>	22,86 x 14,73 x 3,56	26,2 x 17,7 x 3,56	35,8 x 22,6 x 4.6
<b>Poids</b>	1,09 kg	1,4 kg	2,68 Kg
<b>Autonomie</b>	11h à 13h (selon utilisation)	13h à 15h (selon utilisation)	18h à 20h (selon utilisation) (10-12h avec NuEye)
<b>Ecran</b>	Capacitif 8.1 pouces	Capacitif 10,1 pouces	Capacitif 14 pouces
<b>Connectiques</b>	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	2 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0)	3 ports USB (2.0) – 1 port USB (3.0) – Lecteur Carte SD – 1 port HDMI

- ✓ Support d'inclinaison pour table inclus
- ✓ Voix de synthèse : Acapela Homme et Femme réglable.
- ✓ Caméra Arrière et frontale
- ✓ Système d'exploitation Windows, accès possible. (par écran tactile et souris)
- ✓ Wifi
- ✓ Bluetooth pour pilotage PC, connexion contacteur sans fil, haut-parleur externe

## Références

Désignation	Accent Minspeak 800	Accent Minspeak 1000	Accent Minspeak 1400
Accent MINSPEAK (garantie casses incluses selon conditions)	7F06C 7F06C-EXT3	7F03C 7F03C-EXT3	7F14 7F14-EXT3
Commande oculaire Nu eye	-	7F0201	7F0201
Guide doigts 84 cases	7F0608B	7F0315C	7F14084
Guide doigts 45 cases	7F0610B	7F0313C	7F14045
Sacoche accent	7F0611	7F0304	Sac à dos 7F0110
Protection Salivaire Accent	7FAC830WPC	7FAC1030WPC	-
Protection Ecran Accent	7F17349	7F18127	7F17343
Coque de protection Accent	7FAC830XCBLK	7FAC1030XCBLK	-
Bandoulière	7F0302		-
Boucles pour bandoulière	7F0303		-
Pack alimentation externe	7F0307		
Chargeur Allume Cigare pour Accent	7F0308		
Symbole PCS (8500)	7FP136891		
Adaptateur bluetooth usb pour pc et mac	7N7804		
Support roulettes RHD Telescopique	7R02 – 7R03 – 7R04		
Adaptateur Rehadapt / Accent	7R20 (uniquement pour Accent 800 / Accent 1000)		
Support pour fauteuil sur mesure	VMS*		

Formation Accent et Minspeak sur 2 jours, pour 2 personnes à Paris. Maniement de l'appareil et initiation au concept Minspeak

Nous consulter

# Accompagnement

Par la société Cenomy ou son réseau de prestataires qualifiés, nous vous proposons plusieurs services pour vous accompagner dans un projet durable :

- Expert depuis plus de 30 ans
- Formation spécifique sur deux jours
- Installation/mise en service
- Devis gratuit
- Maintenance spécifique
- Assistance technique

## Assistance technique

CENOMY issue de Proteor Aides Electroniques est un fournisseur de solutions depuis 1984 : acteur national et international pour le développement des technologies au service de l'indépendance et de l'autonomie des personnes en situation du handicap. Bien que les technologies évoluent il est essentiel de les maîtriser, de les comprendre et de les rendre « utiles et fonctionnelles ». Pour cela CENOMY propose un service d'assistance technique pour accompagner les utilisateurs et les aidants à l'utilisation quotidienne de ces technologies. Découvrez les services proposés par l'Assistance sur notre site internet.

## Contacts et renseignements



info@cenomy.com



03 80 78 42 20

[Formulaire de demande d'évaluation](#) sur notre site internet dans la rubrique « contactez-nous »

## Assistance technique

Présentez votre numéro client à l'appel ou dans votre mail



support@cenomy.com



03 80 78 42 49

[Formulaire de prise en charge SAV](#) sur notre site internet dans la rubrique « SAV »

Et retrouvez toute notre actualité sur :

**[www.cenomy.fr](http://www.cenomy.fr)**

