

# Harnais de verticalisation essuyable Sara Flex



Ne nécessitant aucun lavage, notre harnais essuyable à clips est conçu pour pouvoir être essuyé entre deux patients ou résidents, contribuant ainsi à réduire les risques d'infection croisée liés au partage des dispositifs de manipulation des patients<sup>1,2</sup>.

## Avantages de la conception

**A : Entièrement essuyable** - Évitez le processus de lavage et ainsi la perte ou le manque de harnais. Le harnais est toujours disponible. Le corps, les sangles et les points d'attache du harnais sont en matériau non poreux et donc entièrement essuyables.

**B : Coutures soudées** - L'absence de coutures sur le harnais permet de réduire le risque d'infiltration de fluide et de contamination du harnais.

**C : Surface totalement lisse en contact avec le patient** - L'intérieur du harnais en contact avec les patients est exempt de coutures, de sangles ou de tout autre composant et crée ainsi une surface lisse sur le corps du patient.

**D : La ceinture est fixée directement au harnais** - La ceinture et le harnais sont attachés pour éviter que ceux-ci ne se séparent et que la ceinture ne se perde.

**E : Tailles avec code couleur** - Toutes les tailles de harnais ont un code couleur pour faciliter le choix du harnais le plus approprié. Quatre tailles sont disponibles : S, M, L et XL.

\*Verticalisateurs compatibles :  
Sara® Stedy, Sara® Flex et Sara® 3000



## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Généralités	
*Verticalisateurs compatibles	Sara® Stedy, Sara® Flex et Sara® 3000
Capacité maximale admissible (CMA)	200 kg (440 lb)
Taille (Référence)	Dimension de la taille en cm (in)
Petit (TSS.500W-L1)	64-84 cm (25" - 33")
Moyen (TSS.501W-L1)	76-104 cm (30"- 41")
Large (TSS.502W-L1)	88-124 cm (34 ½" - 49")
Extra Large (TSS.503W-L1)	108-160 cm (42 ½"- 63")
Nettoyage/désinfection	
Ce harnais peut être essuyé avec les types de produits de nettoyage/désinfection suivants : Consultez le « Mode d'emploi » pour plus d'informations.	Éthanol, isopropanol, peroxyde d'hydrogène, ammonium quaternaire et eau de Javel.

Décembre 2023. Seules les pièces Arjo, spécialement conçues, doivent être utilisées sur les équipements et accessoires Arjo. Notre objectif est de poursuivre le développement de nos produits. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. ® et ™ sont des marques déposées du groupe de sociétés Arjo.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
Arjo France SAS · 2, Avenue Alcide de Gasperi · CS 70133 - 59436 Roncq Cedex · France · +33 03 20 28 13 13  
Arjo Switzerland AG · Fabrikstrasse 8 · 4614 Hägendorf · Suisse · +41 (0) 61 337 97 77  
Arjo Belgium sa · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgique · +32 (0) 53 60 73 80 · www.arjo.be

Arjo.A00161.2.0.FR.FR

