

## Liste des produits Invacare<sup>®</sup> crash-testés

Voici la liste des produits Invacare crash testés selon la norme ISO 7176-19 :

Fauteuil Roulant Manuel	Fauteuil Roulant Actif	Fauteuil Roulant Confort & Positionnement	Fauteuil Roulant Electrique
<i>Invacare<sup>®</sup>Action<sup>®5</sup> et Action<sup>®5</sup> Rigid</i>	<i>Kuschall<sup>®</sup>K-Series 2.0</i>	<i>Rea<sup>®</sup>Clematis<sup>®</sup></i>	<i>Aviva<sup>®</sup> RX</i>
<i>Invacare<sup>®</sup>Action<sup>®4</sup><sub>NG</sub></i>	<i>Kuschall<sup>®</sup>Compact 2.0</i>	<i>Rea<sup>®</sup>Dahlia<sup>®</sup></i>	<i>Invacare<sup>®</sup>TDX<sup>®</sup>SP2</i>
<i>Invacare<sup>®</sup>Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> Rocking Chair</i>	<i>Kuschall<sup>®</sup>Compact</i>	<i>Rea<sup>®</sup>Azalea<sup>®</sup>Family</i>	<i>Invacare<sup>®</sup>TDX<sup>®</sup>SP2 NB</i>
<i>Invacare<sup>®</sup>Action<sup>®3</sup><sub>NG</sub> et A3<sub>NG</sub> Light</i>	<i>Kuschall<sup>®</sup>Compact Attract</i>	<i>Invacare<sup>®</sup>Freedom<sup>™</sup>NXT<sup>™</sup></i>	<i>Invacare<sup>®</sup>Pronto<sup>™</sup> M41</i>
<i>Invacare<sup>®</sup>Action<sup>®3</sup> Junior</i>	<i>Kuschall<sup>®</sup>Ultra-Light</i>		<i>Invacare<sup>®</sup>Kite<sup>®</sup></i>
<i>Invacare<sup>®</sup>Action<sup>®</sup>Ampla</i>	<i>Kuschall<sup>®</sup>K-Series</i>		<i>Invacare<sup>®</sup>Storm4<sup>®</sup> Family</i>
	<i>Kuschall<sup>®</sup>K-Series Attract</i>		<i>Invacare<sup>®</sup>Bora<sup>®</sup></i>
			<i>Invacare<sup>®</sup>Fox</i>

Qu'est-ce que la norme ISO 7176-19 ?

L'ISO 7176-19 est la norme de référence qui s'applique à tous les fauteuils roulants, manuels et électriques, qui, en plus de leur fonction principale de dispositifs de mobilité montés sur roues, peuvent également être utilisés comme sièges face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg. L'ISO 7176-19 définit les exigences de conception et de performance des fauteuils roulants et les méthodes d'essai associées, ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage du fauteuil roulant, la documentation publicitaire, les instructions d'utilisation et les avertissements destinés aux utilisateurs.

Voici également la liste des produits compatibles avec la station d'arrimage **DAHL** qui permet la conduite automobile ou le transport passif dans un véhicule en toute sécurité :

- ✓ *Invacare<sup>®</sup>Storm4<sup>®</sup> Family*
- ✓ *Aviva<sup>®</sup> RX*

- ✓ *Invacare<sup>®</sup>TDX<sup>®</sup>SP2*
- ✓ *Invacare<sup>®</sup>TDX<sup>®</sup>SP2 NB*



Suivez-nous !