

Titre du produit : Déambulateur grandes roues Taima XC

 DIETZ Power

Résumé

- Increvable et efficace pour vos balades en extérieur.
- Grandes roues pleines.
- Avec réflecteurs pour une meilleure visibilité.
- Comprend une aide à l'inclinaison pour le franchissement d'obstacles.





Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2188 | Assurance Zen Max
Remboursement sécurité sociale : Oui
Poids : 9,8 kg
Poids max. supporté : 150 kg
Garantie : 2 ans
Largeur assise : 45 cm
Largeur hors tout : 65 cm

Hauteur assise : 61 cm

Pliable : Oui

Diamètre roues : 31 cm

Freins parking : Avec freins parking

Nombre de roues : 4

Profondeur hors tout : 75 cm

Avec assise : Oui

Bariatrique : Non

Composition : Aluminium

Type de roues : Plein

Utilisation : Tout terrain

Utilisation : Extérieur

Remboursement sécu montant : 53.81

remboursement sécu code LPP : 1285619

Largeur produit plié : 25 cm

Catégories GAds : MO Déambulateur

Hauteur min. poignée : 85 cm

Hauteur max. poignée : 95 cm

Description

Découvrez le déambulateur Taima XC, le déambulateur tout terrain increvable grâce à ses grandes roues en PU !

- Increvable, le déambulateur **tout terrain** Taima XC est une version increvable du fameux déambulateur Taima. Ses grandes roues permettent de meilleurs franchissements à l'extérieur sur les chemins irréguliers.
- Hauteur des poignées réglable par cran de 2,5 cm de 85 à 95 cm.
- Equipé de **réflecteurs**, le déambulateur Taima XC est visible y compris dans l'obscurité, pratique lors des balades en fin de journée pour votre sécurité.
- Charge maximale du sac : 5 kg.
- Tient debout une fois plié.
- Comprend un sac et un porte canne.

Vous souhaitez voir d'autres modèles de déambulateurs ? Consultez nos catégories :

- [Déambulateur](#)
- [Déambulateur 2 roues](#)
- [Déambulateur 3 roues](#)
- [Déambulateur 4 roues](#)
- [Déambulateur pliable](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à transporter.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me déplacer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à rester debout.](#)

Besoin de conseils ? Découvrez notre guide [Comment choisir un déambulateur ?](#)