

Titre du produit : Deambulateur 4 roues Taima light

Aucune
image
disponible

Résumé

- Réflecteurs latéraux pour une meilleure visibilité.
- Aide pour le franchissement d'obstacles
- Livré avec sac, dossier et porte-canne.



Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

Remboursement sécurité sociale : Oui

Poids : 5,5 kg

Poids max. supporté : 150 kg

Garantie : 2 ans

Largeur assise : 45 cm

Largeur hors tout : 63 cm

Hauteur assise : 59 cm

Pliable : Oui

Diamètre roues : 20 cm

Nombre de roues : 4

Profondeur hors tout : 68 cm

Avec assise : Oui

XXL : Non

Composition : Aluminium

Type de roues : Plein

Utilisation : Intérieure et extérieure

Largeur produit plié : 23 cm

Catégories GAds : MO Déambulateur

Hauteur min. poignée : 79 cm

Hauteur max. poignée : 95 cm

Description

Découvrez le déambulateur ultra léger Taima light, un véritable poids plume pour vous accompagner au quotidien !

- **Ultra léger** le déambulateur Taima light est un poids plume dans sa catégorie. Grâce à sa structure ingénieusement étudiée, il ne pèse que 5,5 kg et accompagne l'utilisateur dans tous ses déplacements notamment à l'extérieur où son utilisation est très confortable.
- Ses **pneus souples en PU** offrent un roulement amorti des roues et son **amortisseur de direction** offre plus de confort. A l'arrière, le déambulateur ultra léger Taima light dispose également d'une **aide à l'inclinaison** facilitant le franchissement d'obstacles.
- Le déambulateur Taima light est équipé de **réflecteurs** qui offrent une meilleure visibilité (et donc une meilleure sécurité) dans la pénombre notamment à l'extérieur en fin de journée.
- Complet, le déambulateur est livré avec son sac, son dossier ainsi qu'un porte canne. Autrement dit, tous les accessoires indispensables vous sont livrés avec ! Que demander de plus ?
- Charge maximale du sac : 5 kg.



[Voir tous les produits pour m'aider à transporter.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me déplacer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à rester debout.](#)

Besoin de conseils ? Découvrez notre guide [Comment choisir un déambulateur ?](#)