

Titre du produit : Déambulateur avec fauteuil de transfert Rollz Motion

Aucune
image
disponible

Résumé


- **Existe en différentes versions : pneus pneumatiques (version "Performance") ou pneus pleins. Et [version électrique](#) ou manuelle.**
- Déambulateur pratique et design avec fauteuil de transfert intégré.
- Il passe de la fonction déambulateur à celle de fauteuil de transfert en quelques secondes à peine. Ainsi, il encourage l'utilisateur à marcher, en lui laissant la possibilité de faire des pauses régulières, poussé par un aidant.
- Pliable, il se range et se transporte facilement.
- Que ce soit pour des vacances prolongées, une visite de musée ou un après-midi shopping, grâce ce déambulateur 2 en 1, vous irez plus loin !











Liste des prix

Couleur : Noir mat

998,00 €

Couleur : Bleu brillant

998,00 €

Couleur : Blanc brillant

998,00 €

Couleur : Pourpre foncé mat

998,00 €

Couleur : Vert / Bleu Performance

1 198,00 €

Caractéristiques

assurance : 2188|Assurance Zen Max

videos : zqAYS9XteZk,1aDi7BMRgMc

Remboursement sécurité sociale : Oui

Fabriqué en Europe : Oui

Poids : 15,1 kg

Poids max. supporté : 125 kg

Garantie : 2 ans

Largeur assise : 42,5 cm

Largeur hors tout : 66 cm

Profondeur assise : 40 à 44 cm

Hauteur assise : 55 cm

Pliable : Oui

Diamètre roues : 25 cm

Freins parking : Avec freins parking
Longueur assise : 38,5 cm
Nombre de roues : 4
Profondeur hors tout : 63 cm
Avec assise : Oui
XXL : Non
Freins : Avec freins
Composition : Acier
Type de roues : Plein
Utilisation : Intérieure et extérieure
Avec appui ante-brachial : Non
Transporteur volumineux : Oui
Modèle : Manuel
Catégories GAds : MO Déambulateur
Catégories GAds : MO Fauteuil roulant
Hauteur min. poignée : 80 cm
Hauteur max. poignée : 90 cm

Description

Découvrez le déambulateur avec fauteuil de transfert ROLLZ MOTION :

PRATIQUE

Le Rollz Motion se replie facilement pour former un paquet compact.

FACILE D'UTILISATION

Permet de franchir facilement des bordures grâce à son petit levier pour bordures.

STABLE

Les poignées tournées vers l'avant vous invitent à marcher droit et vous offrent aussi plus de stabilité et de support. Elles sont également facilement réglables en hauteur.

CONFORTABLE

Confort de route et amortissement naturel.

SÛR

Des freins à tambours innovants permettent de freiner en toute sécurité et permettent de doser la pression de freinage.

AGREABLE

Offre la possibilité de se reposer sur un coussin agréable et confortable.

MANIABLE

Petit rayon de braquage et facile à manier tant à l'intérieur que dehors.

En position "fauteuil de transfert", la profondeur d'assise peut se régler en desserrant un peu les lanières velcro du dossier on peut la faire varier de 40 à 44 cm.

En position "déambulateur", la profondeur d'assise est de 20 cm.

△ TE-2343-5 : Vert / Bleu Performance

Le modèle Vert / Bleu Performance diffère des autres modèles :

Il est équipé de pneumatiques pour plus de confort sur terrain accidenté, les roues avant sont des roues pleines en PUR.

- Poids : 11,4 kg + 3,7 kg = 15,1 kg
- Largeur : 65 cm
- Largeur de l'assise : 45 cm
- Hauteur des poignées: 87 - 102 cm
- Hauteur de l'assise : 55 cm
- Poids max. supporté : 125 kg

[Retrouvez les solutions de mobilité de Rollz Motion.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à transporter.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me transférer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à me déplacer.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.](#)

[Voir tous les produits pour faciliter la prévention des soignants.](#)

Besoin de conseils ? Découvrez notre guide [Comment choisir un déambulateur ?](#)