

## Titre du produit : Rampe d'accès modulaire et enroulable Roll Up

Aucune  
image  
disponible

### Résumé

- Disponible dans plusieurs longueurs pour franchir différents seuils.
- S'enroule pour un stockage plus facile
- Se maintient à la verticale grâce à des roulettes





**Liste des prix**

**Caractéristiques**

**Description**

**Caractéristiques techniques de la rampe d'accès modulaire et enroulable Roll Up :**

**Roll Up : la rampe qui fait face à tous les obstacles !**

**Enroulable, transportable... et modulable !**

- Conçue en aluminium aéronautique anodisé, la Roll Up est une rampe d'accès légère et par conséquent facile à transporter à la main, du moins pour les modèles les moins longs. Elle est livrée avec ses roulettes pour faciliter son déplacement.
- La Roll Up est entièrement modulaire : en un clin d'oeil, vous pouvez retirer une ou plusieurs sections (1 section = 15,5 cm) pour adapter votre rampe à la hauteur d'obstacle à franchir.
- Fixe ou mobile, l'installation de la Roll Up est facile et sans outil : il vous suffit de la déployer et de la positionner entre le sol et l'obstacle.

- 
- A partir d'une longueur de 2 mètres, un support vous est fourni pour assurer un bon maintien de la rampe. un support supplémentaire est fourni tous les 1,5 mètres.

## Roll Up : une rampe à toute épreuve !

- Sa conception en aluminium aéronautique anodisé lui permet une résistance sans faille à la corrosion. Elle peut être installée et utilisée en extérieur sur de nombreuses années : c'est un investissement.
- Selon les longueurs choisies, la Roll Up peut supporter un poids de charge allant jusqu'à 650 kg !
- La surface de la Roll Up est antidérapante. Avec ses rails latéraux, le franchissement de la rampe est sécurisé au mieux.

### Tableau récapitulatif des rampes :

Longueur	Poids largeur 80cm	Poids largeur 90 cm	Hauteur max
60 cm	7 kg	9,5 kg	6 cm
80 cm	9,5 kg	12,5 kg	9 cm
100 cm	11,5 kg	15,5 kg	12 cm
120 cm	13,5 kg	18,5 kg	15 cm
140 cm	15,5 kg	21,5 kg	18 cm
160 cm	17,5 kg	24,5 kg	21 cm
180 cm	19,5 kg	27,5 kg	24 cm
200 cm	21,5 kg	30,5 kg	27 cm
220 cm	23,5 kg	34 kg	30 cm
240 cm	25,5 kg	37 kg	33 cm
260 cm	27,5 kg	40 kg	36 cm
280 cm	32 kg	43 kg	39 cm
300 cm	34,5 kg	46,5 kg	42 cm
320 cm	37 kg	49,5 kg	45 cm
340 cm	39 kg	52,5 kg	48 cm
360 cm	41,5 kg	55,5 kg	51 cm
380 cm	43,5 kg	58,5 kg	54 cm
400 cm	46 kg	62 kg	57 cm
420 cm	48 kg	65 kg	60 cm
440 cm	51 kg	68 kg	63 cm
460 cm	53 kg	71 kg	66 cm
480 cm	55 kg	74,5 kg	69 cm
500 cm	57,5 kg	77,5 kg	72 cm
520 cm	60 kg	80,5 kg	75 cm
540 cm	62 kg	83,5 kg	78 cm
560 cm	64,5 kg	86,5 kg	81 cm
580 cm	67 kg	90 kg	84 cm
600 cm	69 kg	93 kg	87 cm

Largeur des rampes : 91,5 cm


**GARANTIE :**

5 ans.

Conformes aux certifications CE pour les Dispositifs médicaux CE 93/42/EEC du 14 juin 1993 modifiées par l'amendement 2007/47/EEC du 21 mars 2010.

**ATTENTION :** il est important de ne pas poser les lamelles de seuil sur l'obstacle. Mais bien les parties solides extérieures. Sinon les lamelles vont s'endommager rapidement.

Exemple de bon positionnement de la rampe sur l'obstacle:



[Voir toutes les rampes d'accès larges.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à enjamber.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à éviter les chutes.](#)



---

[Voir tous les produits pour rendre accessible un commerce / musée.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à sécuriser.](#)