

Titre du produit : Parapluie articulé fauteuil roulant



Résumé

- Fixation facile sur tout fauteuil roulant ou déambulateur à l'aide d'une clé Allen.
- Permet de **se protéger de la pluie ou du soleil en toutes circonstances.**
- Un **bras articulé** permet de l'orienter de manière optimale dans tous les sens.



Liste des prix

Caractéristiques

assurance : 2187|Assurance Zen

Couleur : Bleu

Mobilité : 1

PROTECTION PLUIE : Oui

Dossier : Oui

Fabriqué en : Allemagne

Catégories GAds : MO Accessoires Fauteuil Roulant

Description

Caractéristiques techniques du parapluie articulé pour fauteuil roulant ou déambulateur :

La partie à fixer sur le fauteuil ou au rollator est réglable et permet de s'adapter à tous les diamètres de structure du fauteuil.

L'articulation à la base du parapluie (celle qui est accrochée au fauteuil) pivote à 360° (1er niveau de réglage).

Le parapluie est ensuite doté de 2 articulations (coude). La première, proche de la base du fauteuil et l'autre, proche du bas du textile du parapluie.

Chacune des articulations se débloquent à l'aide d'un bouton poussoir et pivote dans un sens à 180° (2ème et 3ème niveau de réglage).

DIMENSIONS :

107 cm de diamètre.

Longueur du manche : 119cm (77+42cm)

COULEUR :

Bleu foncé (et non gris comme sur la photo).

CONSEIL :

Si le parapluie est fixé sur un tube, nous conseillons d'enrouler un peu de caoutchouc (un bout de chambre à air, par ex.) autour du tube pour stabiliser le montage et protéger la peinture du support. Cela permet aussi de se fixer sur un tube inférieur à 2,5 cm de diamètre sans changer de noix de fixation.



Pour obtenir plus d'information sur l'utilisation, téléchargez [la notice d'installation](#).
Ou découvrez la vidéo d'installation du produit [en cliquant ici](#).

[Voir tous les accessoires pour fauteuil roulant.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à prendre.](#)

[Voir tous les produits pour m'aider à maintenir et compenser mes difficultés de tremblements.](#)