

## Titre du produit : Flasque fauteuil roulant modèle Clé de sol

Aucune image disponible

### Résumé

- Personnalisez votre fauteuil roulant
- Flasques amovibles : 10 secondes
- Fixation très simple
- Vendu à l'unité



#### Comment mesurer le diamètre de la main courante :

Nos flasques pour fauteuil roulant se posent très facilement et ne nécessitent aucune attache et fixation. En effet ils sont retenus exclusivement par la main courante puisqu'insérés derrière elle. C'est donc le diamètre extérieur de votre main courante qui définira la taille de votre flasque et permettra de valider votre commande. Il est donc essentiel de prendre cette mesure le plus précisément possible en suivant juste ces quelques recommandations:

- 1- Placez vous le plus possible bien face à votre roue.
- 2- Disposez votre mètre en butée à l'extérieur de la main courante. Maintenez-le en butée à l'aide d'une main et étirez le mètre à l'opposé de la main courante en passant le haut du mètre par le centre du moyeu (centre de la roue) selon le schéma 3.
- 3- Relevez la mesure comme sur le schéma 1.  
Exemple: 53,2 cm de diamètre correspondent alors à donc à 532 mm.



### Liste des prix

Diamètre extérieur de la main

Forme des pattes de fixation : Pattes

50,00 €

courante : Entre 48,50 et 49,50 cm	rondes	
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 51,50 et 52,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	50,00 €
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 52,51 et 53,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes plates	50,00 €
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 52,51 et 53,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	50,00 €
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 53,51 et 54,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes plates	50,00 €
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 53,51 et 54,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	50,00 €
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 48,50 et 49,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 47,50 et 48,50 cm	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes plates	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 47,50 et 48,50 cm	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes plates	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 55,00 et 56,00 cm	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 55,00 et 56,00 cm	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes rondes	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 42,50 et 43,50 cm	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes plates	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 42,50 et 43,50 cm	50,00 €
Forme des pattes de fixation : Pattes plates	Diamètre extérieur de la main courante : Entre 44,00 et 45,00 cm	50,00 €
Diamètre extérieur de la main courante : Entre 51,50 et 52,50 cm	Forme des pattes de fixation : Pattes plates	50,00 €

### Caractéristiques

videos : 2oJhUTqEAuQ

Matière : PVC

Emad-LDF : Livraison sous 5 à 15 jours

### Description

**Laissez-vous guider pas à pas pour choisir le flasque qui correspond à votre modèle de fauteuil roulant :**

---

**1/ Déterminer si les pattes de fixation de votre main courante à la roue de votre fauteuil sont plates ou rondes à l'aide de l'image ci-dessous.**



**2/ Mesurer le diamètre de la main courante :**

Le diamètre extérieur de votre main courante définit la taille de votre flasque.

Prenez donc cette mesure le plus précisément possible en suivant ces quelques instructions:

1- Placez vous bien face à votre roue.

2- Disposez votre mètre en butée à l'extérieur de la main courante. Maintenez-le en butée à l'aide d'une main et étirez le mètre à l'opposé de la main courante en passant par le centre du moyeu (centre de la roue) selon le schéma 3.

3- Relevez la mesure comme sur le schéma 1. Exemple: 53,2 cm de diamètre.

**ATTENTION:** Ces flasques ne sont pas compatibles avec les mains courantes à 5 pattes de fixation (qui sont assez rares). Elles ne conviennent que pour les 4 ou 6 pattes.

**ATTENTION :** ce prix est un un prix pour **une flasque**. Si vous souhaitez une paire de flasques, merci d'ajouter 2 quantités dans votre panier! Possibilité de dépareiller (sélectionner 2 modèles de flasques différents).





NB: Il n'existe pas aujourd'hui de modèles disponibles pour les mains courantes fixées par 5 pattes

**ATTENTION : ce produit étant confectionné selon les spécifications du client (choix de tailles, coloris et matière), il ne pourra faire l'objet d'aucune reprise, échange ou annulation. Pour en savoir plus, veuillez consulter nos [conditions générales de vente](#).**