


Lève-personnes

Sunlift



Une gamme complète

Avec un design innovant, qui améliore la sécurité et le confort de l'Utilisateur et du soignant. Pour usage domestique, la collectivité et les établissements hospitaliers. Tous avec une esthétique très soignée. La gamme de lève-personnes de Sunrise Medical est complétée par une large gamme de sangles qui peuvent être ajustées à la capacité fonctionnelle de la personne et au type de lève-personnes.

Lève-personnes SUNLIFT




Sangles



Confort et sécurité pour les patients et les aidants.



Données Techniques



SUNLIFT Micro

SUNLIFT Mini

Poids max. patient	130 kg	130 kg
Longueur totale max. (avec les roulettes tournées extérieur)	1.110 mm	1.130 mm
Longueur totale mini. (avec les roulettes tournées intérieur)	970 mm	1.065 mm
Hauteur totale max. (sans charge) (A)	1.725 mm	1.870 mm
Hauteur totale mini (sans charge) (B)	1.130 mm	1.280 mm
Hauteur max. fléau-sol (sans charge) (C)	1.483 mm	1.628 mm
Hauteur mini. fléau-sol (sans charge)	460 mm	513 mm
Rayon de giration pieds ouverts (D)	1.130 mm	1.240 mm
Pieds ouverts: (E) Largeur max. (externe) Largeur max. (interne)	870 mm 740 mm	940 mm 810 mm
Pieds fermés: (F) Largeur max. (externe) Largeur max. (interne)	545 mm 465 mm	540 mm 470 mm
Hauteur des pieds	100 mm	100 mm
Garde au sol mini.	20 mm	20 mm
Roulettes avant	75 mm	75 mm
Roulettes arrière	100 mm	100 mm
Poids : mât, bras, fléau et composants électroniques	16,6 kg	17,54 kg
Poids de la base	13,34 kg	13,6 kg
Poids des batteries	2,76 kg	2,76 kg
Poids total dispositif complet	32.7 kg	34 kg

Gamme SUNLIFT



Données techniques

(communes aux 4 modèles)

Batteries: 2 x 12v de type plomb-acide

Capacité batteries: 2,9 Amph

Chargeur - tension d'entrée: 230 v / 50 Hz 0.12 A

Chargeur - tension de sortie: 28 v 0.5 Amph

SUNLIFT Midi

150 kg

1.225 mm

1.160 mm

1.940 mm

1.285 mm

1.688 mm

555 mm

1.380 mm

1.075 mm

980 mm

640 mm

540 mm

100 mm

20 mm

75 mm

100 mm

17,6 kg

15,1 kg

2,76 kg

35.5 kg

SUNLIFT Major

175 kg

1.340 mm

1.275 mm

2.006 mm

1.435 mm

1.813 mm

575 mm

1.500 mm

1.185 mm

1.105 mm

650 mm

520 mm

110 mm

15 mm

75 mm

100 mm

22,75 kg

18,1 kg

2,76 kg

43.6 kg

Caractéristiques communes



Ecartement/fermeture manuelle des pieds à l'aide d'une la pédale ergonomique.



Télécommande ergonomique avec revêtement IPX4 contre l'humidité et les éclaboussures.



Large poignée de guidage ergonomique permettant de plier les coudes à 90° pour une manipulation plus confortable, sans effort.

Sangles



	Sangle Universelle	Sangle Hamac
Usage indiqué	85 % des cas	95% des cas
Matière	Polyester, Rembourrée ou Filet	Rembourrée
Tailles	Medium et Large	Medium
Niveau d'autonomie *	1 et 2	1 et 2
Autres	-	Avec ou sans tétière



	Sangle Toilette	Sangle Amputée
Usage indiqué	Facilite l'accès aux toilettes	Utilisateurs amputés
Matière	Polyester	Polyester
Tailles	Medium	Medium
Niveau d'autonomie*	2 et 3	1 et 2
Autres	-	-

Choisir le bon type de sangle pour chaque cas

	Toilettes	Des toilettes à baignoire	De fauteuil à fauteuil	Du lit au fauteuil	Du sol au lit	Du fauteuil aux toilettes
Sangle Universelle	■	■	■	■	■	
Sangle Hamac	■	■	■	■	■	
Sangle Toilette	■		■			■
Sangle Amputée	■			■	■	

* Niveau d'autonomie

1 = Dépendance totale

7 = Indépendance totale



Sunrise Medical SAS

ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél: +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax: +33 (0) 2 47 55 44 03
www.SunriseMedical.fr