



Easywheel

FR
2021

 decon

Divisez par 2 l'effort de propulsion.
Moins de fatigue, plus de liberté.



Easywheel

Facilite la propulsion

QU'EST-CE QUE J'OBTIENS QUAND JE COMMANDE UNE EASYWHEEL?

- 1 Easywheel 20", 22" ou 24"
- 1 Pneu gonflé ligné
- 1 Axe à démontage rapide
- 1 Flasque
- 1 Manuel d'utilisation
- 1 Main courante aluminium
- Garantie 2 ans



Votre meilleur ami lorsque votre bras commence à fatiguer! Une roue à démultiplication pour tous ceux qui trouvent que les bords de tapis sont un obstacle majeur. La démultiplication vous donne 2 fois plus de force.


L'Easywheel peut s'adapter sur la plupart des fauteuils roulants manuels. Cette roue motrice a un engrenage mécanique actionné par l'entraînement de la main courante. Différents modèles de mains courantes, à 5 points de fixation, sont disponibles.

DONNEES TECHNIQUES


Poids	2,865 g (sans le pneu, sans la main courante)
Taille des roues	20", 22" et 24"
Pression des pneus	6 bar ou bandages
Augmentation de la largeur	Approx. 1 cm
Poids maximal utilisateur	125 kg

AUTRES PNEUS EN OPTION

- Bandage ligné, largeur 1"
- Bandage cranté, largeur 1"
- Pneu ligné avec insert anti-crevaison, largeur 1"
- Pneu cranté, largeur 1"
- Pneu cranté, largeur 1 3/8"
- Pneu ligné, largeur 1 3/8"



Pneu ligné



Pneu cranté



Bandage

MAINS COURANTES 5 points de fixation



Oxeedream

N'hésitez-pas à nous contacter
au 03.22.23.24.04 ou par mail
contact@oxeedream.com



38 rue René Dingeon 80100 Abbeville

Tel. : 03.22.23.24.04 E-mail : contact@oxeedream.com www.oxeedream.com



Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® is not responsible for any changes made after printing.

© All rights are reserved for Decon®. With reservation for printing and typographical errors, discontinued products and misleading images.