



E-Drive

FR

2021

 **decon**

Liberté et précision

QU'EST-CE QUE J'OBTIENS QUAND JE COMMANDE UN E-DRIVE?

- 2 roues motorisées en diamètre 16", 20", 22", 24", 25" ou 26"
- 2 mains courantes en aluminium
- 1 paire de roulettes anti-bascule (selon le modèle du fauteuil)
- 1 batterie NiMH et son chargeur
- 1 sac pour ranger la batterie
- 1 manuel d'utilisation
- Garantie 2 ans



Rendez vos déplacements quotidiens plus faciles et profitez de plus de liberté grâce à l'E-Drive qui s'adapte sur une majorité de fauteuils roulants manuels. A l'aide du logiciel Smart Tune, modifiez facilement les paramètres de conduite selon les capacités physiques de l'utilisateur, son environnement et ses aptitudes de conduite. Choisissez facilement entre 3 modes : soft, standard ou sport, ou réglez directement de nombreux paramètres tels que la vitesse, l'accélération et la sensibilité lors des virages. L'utilisation est fluide et précise. L'E-Drive permet également de passer simplement et rapidement d'une utilisation avec l'assistance électrique à une utilisation manuelle. Le joystick, dont l'affichage reste visible à la lumière directe, est simple d'utilisation et sa zone d'action est réglable afin de correspondre aux possibilités de mouvement de l'utilisateur. L'E-Drive peut être livré avec une commande pour l'accompagnant et s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur.

■ DONNEES TECHNIQUES

Moteur	24V 120Wx2
Batterie	Nickel metal hydride, 24Vx6.7 Ah Li-ion, 25Vx11.8Ah (en option)
Poids d'une roue	7 kg
Poids total	16 kg (inclu la batterie NiMH), 17.5 kg (inclu la batterie Li-ion)
Augmentation en largeur du fauteuil	Approx. 4 cm (total)
Diamètre des roues	16", 20", 22", 24", 25", 26"
Pression des pneus	6 Bar, 600 kPa
Vitesse	0-6 km/h
Autonomie maximale avec batterie chargée à 100%	Approx. 15 km avec NiMH, Approx. 35 km avec Li-ion, conformément à la norme ISO 7176-4
Fusible	30 A
Capacité de charge maximale	125 kg
Capacité de charge max. "heavy duty"	150 kg (pas pour 16")
Pente maximale	6°
Chargeur de batterie	100 à 240V AC, 50/60Hz
Puissance	37V. 26A (pendant la charge)
Temps de charge	Approx. 2-3 heures

■ PROGRAMMATION

- Vitesse
- Accélération
- Couple moteur
- Sensibilité du joystick



Oxeedream

N'hésitez-pas à nous
contacter au
03.22.23.24.04 ou par mail
contact@oxeedream.com

MAINS COURANTES



*Acier inoxydable

Poly Compact



Poly Gel

Max Grip

Profils



Rond

AUTRES PNEUS EN OPTION



Pneu ligné



Pneu marathon



Bandage

*Pneu marathon 16", largeur 1.75 + insert

*Pneu ligné, largeur 1" + insert (du 20" au 26")

Pneu marathon plus 24", largeur 1"

Bandage (20", 22", 24", 26"), largeur 1"

Bandage 24", largeur 1 3/8"

AUTRES OPTIONS

Heavy-duty

Capacité de charge maximale : 150kg.

La jante et les rayons sont dans un matériau plus résistant.

VTT

Modèle tout terrain, seulement en 24"

Joystick et commande tierce personne

*Joystick à droite

Joystick à gauche

Déplacement du joystick à l'arrière (utilisation par l'accompagnant)

Sans joystick - Avec boîtier tierce-personne (installé à droite)

Boîtier tierce-personne (à droite) en complément du joystick



Options pour joystick

*Bras standard escamotable

Bras parallèle escamotable

Bras parallèle

Rapprochez-vous de votre table avec le joystick toujours vers l'avant



Bras standard escamotable

Le joystick est escamotable pour faciliter les transferts. L'angle maximal varie selon les fauteuils roulants.



Flasques (du 20" au 26")

Protégez vos doigts des blessures

Batterie et chargeur supplémentaire

Batterie supplémentaire NiMH, 24V 6,7A.h

Batterie supplémentaire Li-ion, 25V 11,8A.h

Chargeur de batterie

Convertisseur

Convertisseur 230V AC 50Hz 150W



POSITION DE LA BATTERIE

Selon le modèle du fauteuil roulant, la batterie peut être placée uniquement sous l'assise, uniquement derrière le dossier ou sous l'assise et derrière le dossier.

N'hésitez-pas à nous contacter pour connaître les possibilités de positionnement de la batterie.



Derrière le dossier



Sous l'assise

* = Configuration standard



Oxeedream

38 rue René Dingenon 80100 Abbeville

Tel. : 03.22.23.24.04 E-mail : contact@oxeedream.com www.oxeedream.com



 **decon**

Södra Ekeryd 119 314 93 Hyltebruk

Telephone: +46 (0)345 40880 Fax: +46 (0)345 40895 E-mail: info@decon.se www.decon.se

Decon® is not responsible for any changes made after printing.

© All rights are reserved for Decon®. With reservation for printing and typographical errors, discontinued products and misleading images.