

Gouttières

Gouttières: Accessoire de maintien conçu pour faciliter l'immobilisation du bras ou de la jambe

Gouttière pour perfusion	
	Dimensions (en cm)
07.1810	42 x 21 cm



Gouttière pour Jambe	
	Dimensions (en cm)
07.1830	60 x 20 x 12 cm



Gouttière pour Bras	
	Dimensions (en cm)
07.1820	42 x 14 x 9 cm



Conseil d'installation :

Placer le bras ou la jambe sur la gouttière et fixer les bandes auto-agrippantes selon la morphologie du patient

Composition :

Gouttière Perfusion :

- Mousse de Polyuréthane Haute Résilience – 21 kg/m³
- Tissu imitation cuir : 88% Polychlorure de Vinyle (enduit) - 12% Coton/Polyester (trame)- 750 g/m²
- Serge : 100% coton
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Plaquette de bois : Okoumé

Gouttière bras et jambe :

- Mousse de Polyuréthane Haute Résilience – 30kg/m³
- Housse : Polychlorure de Vinyle 15/100e
- Serge : 100% coton
- Bandes auto-agrippantes : 100% Nylon
- Plaquette de bois : Okoumé

Entretien :

Gouttière Perfusion :     

Au quotidien entretien simple de la protection : laver avec une éponge, à l'eau tiède additionnée de savon ou d'un désinfectant.

Taches rebelles : frotter avec une éponge ou une brosse souple avec une solution d'eau et d'alcool (% inférieur à 30%). Rincer à l'eau claire.

Gouttière bras et jambe :

Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol
La housse ne doit être remplacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

Housse :     

Garantie : Ce produit est garanti 2 ans contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.