

EasySlide™ SystemRoMedic



L'intérieur molletonné assure un contact doux et des transferts confortables.

Housses à usage unique en option.



Le tissu ULF® réduit les frictions sous les patients.

La housse extérieure contient des fibres de carbone qui réduisent l'électricité statique.

Avec sa longueur de 190 cm, le corps entier est supporté pour des transferts plus simples et faciles.

Références rapides

Le matelas souple EasySlide facilite le transfert confortable du patient entre lit et chariot, chariot et table, et lors du transfert d'un ou vers un lit équipé d'un matelas de prévention.

Le matelas EasySlide est totalement radiotransparent, de plus positionné entre un patient et un matelas de type prévention des escarres, il ne modifie en rien (au contraire un léger effet améliorant) les propriétés de prévention des escarres.

Au bloc, il permet de tourner les patients de pronation en supination ou vice versa, lorsque ce retournement doit être effectué avec une attention particulière. Les housses à usage unique font du matelas EasySlide un accessoire idéal pour accompagner le patient du service jusqu'à la table du bloc.

Réf.	Produit
1030	Matelas EasySlide - 190 x 60 cm
1051	Housse externe de rechange
1055	Housses à usage unique (2 rouleaux de 50 pièces)



Le matelas de transfert qui a ouvert la voie à nos autres dispositifs, et à de nombreux produits utilisés partout dans le monde.

L'EasySlide a été introduit sur le marché en 1984. Depuis cette date, il est la référence pour les transferts horizontaux réalisés à l'hôpital, en maison de retraite et au domicile.

Le matériau sophistiqué à ultra faible coefficient de friction ULF® utilisé à l'intérieur du dispositif, réduit les frictions, ce qui permet de mobiliser facilement les patients sur pratiquement tous les types de surfaces. Pour réaliser facilement les transferts avec ce produit, un minimum d'entraînement et de manipulation seront nécessaires.

Avec les housses à usage unique RoMedic®, vous pourrez utiliser l'EasySlide® dans tous les services sans risque d'abîmer le produit et de réduire sa durée de vie.




WallRack™ SystemRoMedic

Tige pour housses à usage unique.

Tige pour matelas de transfert.

Housses à usage unique en rouleau de 50 pièces.



Attaches pour 2 autres dispositifs.



Se place à gauche ou à droite.

Références rapides

Le support WallRack permet de stocker matelas de transfert et housses à usage unique.

Réf.	Produit
1085	Support WallRack 75 x 35 x 17 cm
1055	Housses usage unique (2 x 50 pièces)
2055	Housses usage unique (2 x 50 pièces)
9148	Housses usage unique (2 x 50 pièces)
9168	Housses usage unique (2 x 115 pièces)

pour réf. 1030, 9145, 9144, 9120 et 9148
pour réf. 2010, 2020 et 2030
pour réf. 9145, 9144, 9120 et 9148
pour réf. 9155 et 9158