


Bandes anti-dérapantes pour une utilisation sûre en toute confiance.



La planche se plie sur toute la longueur, pour protéger le contact avec la roue du fauteuil roulant.

Surface très lisse pour des transferts faciles.




## Pour venir facilement à bout des difficultés.

La planche EasyGlide est une invention ingénieuse. Elle aide aux transferts du fauteuil roulant au lit, vers les toilettes, d'un siège de voiture vers un fauteuil et dans bien d'autres cas. Elle sera particulièrement utile dans les transferts avec une différence de niveau ou pour passer des intervalles entre deux supports.

Sa conception avec une partie flexible protège du contact salissant avec la roue du fauteuil. La partie supérieure est en plastique spécialement lissé, pour rendre cette surface la plus glissante possible. Les deux bandes anti-dérapantes du dessous empêchent la planche de glisser pendant les transferts. Sa forme et son poids la rendent facile à transporter. La version longue est particulièrement adaptée aux transferts du fauteuil roulant vers un siège de voiture.

Deux bandes anti-glisse dessous la planche

L'EasyGlide est très léger grâce au matériau de faible densité.



Aide à franchir des dénivelés jusqu'à 20 cm !

La surface lisse et douce facilite les transferts.

Multitude de poignées pour une utilisation facile.



## Sauter des espaces, même en montant : ce n'est plus un problème.

Tous les supports n'étant pas au même niveau, et parfois difficilement rapprochables, les planches EasyGlide sont là pour garantir un transfert confortable et sécurisé dans ces cas de figures. Pour les transferts de chariot à table, chariot à lit ... l'EasyGlide permet de franchir des espaces de 20 cm ainsi que des différences de niveaux. Grâce à ses bandes anti-glisse, aucun risque. En version pliable elle est facilement stockée à portée de main.

# Un produit polyvalent pour les services à forte rotation.


Avec les nouvelles planches EasyGlide ovale, on peut réaliser plus facilement tous les transferts horizontaux, même lorsque le support est souple comme un matelas. Une épaisseur de 3 mm pour un poids vraiment light, une surface extra lisse (traitement spécial) et une souplesse utile, voilà des instruments à laisser à porter de la main dans les services tel que Urgences, Bloc Opératoire, radiologie ... La surface se nettoie et se désinfecte avec tous les produits usuels. Réalisation simple, utilisation simple et instinctive, un produit RoMedic®.

## Références rapides

Les EasyGlide sont des produits en polyéthylène solide qui sont adaptés pour de nombreux transferts grâce à leurs différentes dimensions.

Nettoyage et désinfection : voir en page 48

Réf.	Produit	Dimensions
5010	Planche EasyGlide	170 x 59 cm
5015	Planche EasyGlide pliante	170 x 59 cm
5020	EasyGlide pliable	60 x 33 cm x 5 mn
5050	EasyGlide pliable	75 x 33 cm x 6 mn
5060	EasyGlide non pliante	60 x 25 cm x 5 mn
5040	EasyGlide ovale	85 x 39 cm
5042	EasyGlide ovale	85 x 39 cm - lot de 2



## MoveMaster™ System RoMedic Il est plus facile de bouger un patient, avec les poignées en bout du dispositif.

La conception du MoveMaster est différente, car nous avons mis les poignées en bout de produit. Ceci permet d'aider le patient en le tirant via le dispositif dans des transferts tels que remonter dans son lit, se retourner au lit ou passer au fauteuil. Il est aussi adapté à un transfert avec un patient nu lors d'un transfert vers les toilettes ou un chariot douche.

Avec MoveMaster vous ne poussez pas le patient, vous tirez le dispositif, c'est aussi bien. Les deux petites poignées ou la grande assurent une bonne prise en main en toutes situations.



Le tissu ULF® réduit la friction sous le patient.

Capitonnage doux pour un transfert confortable.

Poignées solides à une extrémité pour des transferts à un seul soignant.

Coutures renforcées pour les poignées.



## Références rapides

Ce matelas s'utilise au lit pour rehausser ou retourner un patient, ou dans le cas de transferts lit fauteuil. S'utilise également du lit au fauteuil avec une planche EasyGlide. Réalisé en nylon ULF® avec capitonnage polyester.

Nettoyage et désinfection : page 48

Réf.	Produit
2090	MoveMaster - 47 x 120 cm - 3 poignées

